




New
タンパク質 / 酵素
血液凝固 酵素

血液凝固因子

血液を凝固させる一連の反応のうち、第Ⅸ因子からThrombin (第Ⅱ a 因子) にいたるまでの血液凝固因子をご紹介します。Innovative Research 社では、下記掲載品以外にも、ヒトやマウス、イヌなど多くの動物種の血液凝固因子などを取り扱っています。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New Prothrombin (Factor II)			
INR IBP	-80°C Bovine		100 units / 42,000
INR IHP	-80°C Human		100 units / 42,000
INR IMPT	-80°C Mouse		0.1 mg / 36,000
New α-Thrombin (Factor II a)			
INR IBT	Bovine		1,000 units / 27,000
INR IHT	Human		1,000 units / 25,000
INR IMT	-80°C Mouse		0.05 mg / 66,000
INR IPTT	-80°C Porcine		0.1 mg / 52,000
INR IRTT	Rat		0.1 mg / 52,000
New Factor V			
INR IHFV	Human		0.05 mg / 84,000
New Factor IX			
INR ICFIX	-80°C Canine		0.1 mg / 70,000
INR IHFIX	-80°C Human		100 units / 63,000
INR IMFIX	Mouse		0.05 mg / 155,000
INR IRTFIX	Rat		0.05 mg / 48,000
New Factor X			
INR IHFX	-80°C Human		100 units / 63,000
INR IMFX	Mouse		0.1 mg / 131,000



New
タンパク質 / 酵素
バイオマーカー イムノアッセイ

腎臓損傷マーカー測定キット

NGAL ELISA Kit

サンドイッチ ELISA により試料中の NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) を定量するキットです。このたび、イヌ用キットがラインナップに加わりました。



NGAL はリポカリンファミリーに属する 22 kDa のタンパク質で、主に活性化した好中球より分泌されます。腸腺腫や炎症腸上皮、乳腺癌、尿路上皮癌組織での発現亢進が見られるほか、腎臓に障害を受けると尿中の NGAL 濃度が顕著に上昇することから、近年、腎不全など各種腎疾患の初期マーカーとして注目を集めています。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。

特長

- ◆ 抗 NGAL 抗体がプレコートされたプレートに試料中の NGAL を捕捉し、ビオチン標識抗 NGAL 抗体、HRP 標識ストレプトアビジン、TMB を使用して比色により定量します。
- ◆ キットには 2 種類 (#KIT042)、または 8 種類 (#KIT036, #KIT041, #KIT043) の濃度の希釈済み Calibrator が含まれており、標準曲線の作成が容易です。
- ◆ 測定波長: 450 nm

商品コード	#KIT043	#KIT036	#KIT042	#KIT041
測定動物種	イヌ	ヒト	マウス	ラット
測定試料	尿、血清、血漿、組織抽出液、培養上清			
測定時間	約 4 時間			
測定範囲	4 ~ 400 pg/ml	10 ~ 1,000 pg/ml	10 ~ 500 pg/ml	0.05 ~ 5 U/ml
二重測定可能試料数	40			

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New Lipocalin-2, Dog, ELISA Kit (96 well) (NGAL, ELISA Kit)			
ABS	KIT043		1 kit / 97,000
Lipocalin-2, Human, ELISA Kit (96 well) (NGAL, ELISA Kit)			
ABS	KIT036		1 kit / 89,000
Lipocalin-2, Mouse, ELISA Kit (96 well) (NGAL, ELISA Kit)			
ABS	KIT042		1 kit / 97,000
Lipocalin-2, Rat, ELISA Kit (96 well) (NGAL, ELISA Kit)			
ABS	KIT041		1 kit / 97,000

Human NGAL Rapid ELISA Kit

わずか 1 時間で検出可能な NGAL 測定キットです。HRP 標識された抗 NGAL 抗体を使用するため、反応時間が短縮されます。

- ◆ 二重測定の場合は 42 試料まで可能です。
- ◆ 測定試料: 尿、血清、血漿
- ◆ 測定範囲: 0.2 ~ 20 ng/ml

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Lipocalin-2, Human, Rapid ELISA Kit (96 well) (NGAL, Rapid ELISA Kit)			
ABS	KIT037		1 kit / 97,000



好評配布中!!

EXTRASYNTHESIS 2010 Catalog

(A4 変型版 230 ページ) [英語カタログ]

※豊富な天然物を取りそろえる EXTRASYNTHESIS 社のカタログです。化学構造式も多数掲載しています。
※ご希望の方は、フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/>) のオンライン請求か、当社営業担当 (Fax 03-5684-1634) までお申し込み下さい。

