

Labnet
Labnet International, Inc.

New
機器
攪拌器

高速でも安定なマルチスピードボルテックス

Vortex Mixer VX-200

低速から高速まで安定したミキシングが可能なボルテックスミキサーです。



特長

- ◆ 連続運転またはタッチスタートの切り替えが可能です。
- ◆ カウンターバランスシステムを採用しており、高速運転時でもガタつかず安定です。
- ◆ 豊富なアタッチメントヘッド（別売品）を取りそろえています。



回転数範囲	0 ~ 3,400 rpm
運転モード切替	連続 / タッチスタート
サイズ	14 ^W × 16 ^D × 13 ^H cm
質量	2.2 kg
電源	115 V, 50/60 Hz

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
VX-200 Vortex Mixer with Combi Head, 120 V	LNT	S0200	1 unit / 32,000

■ アタッチメントヘッド別売品

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Optional Head Attachment			
LNT	S0200-21	for 24 × 1.5/2.0 ml Tubes, 24 × 0.5 ml Tubes and 32 × 0.2 ml Tubes (or 4 Tube Strips) 【写真①】	1 piece / 4,000
LNT	S0200-22	for 1 Microplate or 64 × 0.2 ml Tube or 8 × 0.2 ml Tube Strips 【写真②】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-23	for 8 × 15 ml and 8 × 12/13 mm Diameter Tubes 【写真③】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-24	for 6 × 50 ml Tubes 【写真④】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-25	for 12 × 1.5/2.0 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑤】	1 piece / 9,000
LNT	S0200-26	for 4 × 15 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑥】	1 piece / 9,000
LNT	S0200-27	for 2 × 50 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑦】	1 piece / 9,000

EXCEL Scientific, Inc.

New
機器
消耗品

貼り付けが簡単なロール状シーリングフィルム

SealMate System

ロール状のシーリングフィルムを SealMate ディスペンサーにセットして使用します。フィルムは用途に応じた二種類の製品があります。



共通の特長

- ◆ 1枚分のシールを取り出してプレートに貼り付けた後、ミシン目で切り取れます。
- ◆ シーリングパドルが内蔵されており、プレートにしっかりと密着させることができます。
- ◆ 2種類のフィルムがあり、それぞれ滅菌済み / 非滅菌の2タイプがあります。

SealPlate Film

ELISAに最適な、厚さ 38 μm のポリエステル製フィルムです。

※ PCRプレートのシールはできません。

特長

- ◆ 1ロール当たり 100 プレート分シールできます。
- ◆ 使用可能温度：-40℃ ~ 120℃

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New SealPlate Starter Kit, Non-Sterile			
EXS	SM-KIT-SP		1 Kit / 48,000
SealMate Dispenser と非滅菌の SealPlate Film 2 ロールがセットになったキット。			

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
New SealPlate Starter Kit, Sterile	EXS SM-KIT-SPS	1 Kit / 64,000
SealMate Dispenser と滅菌済みの SealPlate Film 2 ロールがセットになったキット。		
New SealPlate Film Roll, Non-Sterile *	EXS RSMSF-2	8 rolls / 44,000
非滅菌の SealPlate Film の詰め替え用。1 ロール当たり 100 プレート分シールできる。		
New SealPlate Film Roll, Sterile *	EXS RSMSF-2-S	8 rolls / 60,000
滅菌済みの SealPlate Film の詰め替え用。1 ロール当たり 100 プレート分シールできる。		

* SealMate Dispenser は含まれません。

AeraSeal Film

厚さ 114 μm の疎水性の多孔フィルムです。通気性のよいフィルムで、細胞毒性もありません。通気性に優れているため、組織培養などに有用です。

特長

- ◆ 1 ロール当たり 50 プレート分シールできます。
- ◆ 使用可能温度：- 20℃～ 80℃

New AeraSeal Starter Kit, Non-Sterile	EXS SM-KIT-B	1 Kit / 37,000
SealMate Dispenser と非滅菌の AeraSeal Film 2 ロールがセットになったキット。		
New AeraSeal Starter Kit, Sterile	EXS SM-KIT-BS	1 Kit / 49,000
SealMate Dispenser と滅菌済みの AeraSeal Film 2 ロールがセットになったキット。		
New AeraSeal Film Roll, Non-Sterile *	EXS RSMB-2	8 rolls / 33,000
非滅菌の AeraSeal Film の詰め替え用。1 ロール当たり 50 プレート分シールできる。		
New AeraSeal Film Roll, Sterile *	EXS RSMB-2-S	8 rolls / 45,000
滅菌済みの AeraSeal Film の詰め替え用。1 ロール当たり 50 プレート分シールできる。		

* SealMate Dispenser は含まれません。

ARGOS
TECHNOLOGIES

New
機器
チューブラック

様々なチューブをセットできるひな壇構造のチューブラック

FlexiRack Pipetting Workstation

実験室の省スペースに便利な、様々なサイズのチューブを収容できるひな壇構造のチューブラックです。



氷を入れたアイスバスケットにチューブインサートをセットした場合。
*アイスバスケットおよびチューブは製品に含まれていません。

別売りの使い捨て試薬リザーバー (#R6008) をセットした場合。

特長

- ◆ 0.5 ~ 50 ml のチューブに適合したチューブインサートがあり、自由に組み合わせて 12 個セットできます。
- ◆ チューブインサートは容易に取り外して交換できます。
- ◆ サイズの区別がしやすいように、チューブインサートは色分けされています。
- ◆ 別売りの使い捨て試薬リザーバー (#R6008) をセットすることもできます。
- ◆ ひな壇構造のため、一度にすべてのチューブを確認できます。
- ◆ チューブインサートは直接、氷の上に置いての使用も可能です。
- ◆ 使用可能温度：- 90 ~ 122℃
- ◆ オートクレーブ可能

セット内容

- 0.5 ml チューブインサート × 2 個
- ひな壇型ラック × 2 個
- 1.5 ml チューブインサート × 6 個
- スタンド × 2 個
- 15 ml チューブインサート × 2 個
- 50 ml チューブインサート × 2 個

* 各インサートのチューブ収容数は下表をご覧ください。

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
New FlexiRack Complete Set	ARG R6000	1 set / 10,400

チューブラックインサート別売品

[メーカー：ARG]

	適合チューブ	インサート 1個当たりの チューブ収容数	インサート の色	商品コード	包装	価格(¥)
New	0.5 ml チューブ	12 本	赤	R6003	5 pieces	2,000
New	1.5 ml チューブ	12 本	紫	R6004	5 pieces	2,000
New	5 ml チューブ	7 本	緑	R6005	5 pieces	2,000
New	15 ml チューブ	4 本	青	R6006	5 pieces	2,000
New	50 ml チューブ	3 本	オレンジ	R6007	5 pieces	2,300
New	PCR チューブ	36 本	黄	R6009	5 pieces	2,000

その他別売品

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
New Rack without Bracket	ARG R6001	2 pieces / 5,500
インサートを 6 個セットできるラック。		
New Bracket	ARG R6002	6 pieces / 3,500
ラックの下に取り付けて位置を高くするためのスタンド。		
New Polystyrene V Shaped Basin	ARG R6008	50 pieces / 6,500
最大 25 ml 収容可能で、底が V 字型になっている使い捨ての試薬リザーバー。		