

| 品名   | メーカー 商品コード     | 包装 / 価格(¥)       |
|--|----------------|------------------|
| <b>New SealPlate Starter Kit, Sterile</b>                  | EXS SM-KIT-SPS | 1 Kit / 64,000   |
| SealMate Dispenser と滅菌済みの SealPlate Film 2 ロールがセットになったキット。 |                |                  |
| <b>New SealPlate Film Roll, Non-Sterile *</b>              | EXS RSMSF-2    | 8 rolls / 44,000 |
| 非滅菌の SealPlate Film の詰め替え用。1 ロール当たり 100 プレート分シールできる。       |                |                  |
| <b>New SealPlate Film Roll, Sterile *</b>                  | EXS RSMSF-2-S  | 8 rolls / 60,000 |
| 滅菌済みの SealPlate Film の詰め替え用。1 ロール当たり 100 プレート分シールできる。      |                |                  |

\* SealMate Dispenser は含まれません。

## AeraSeal Film

厚さ 114 μm の疎水性の多孔フィルムです。通気性のよいフィルムで、細胞毒性もありません。通気性に優れているため、組織培養などに有用です。

### 特長

- ◆ 1 ロール当たり 50 プレート分シールできます。
- ◆ 使用可能温度：- 20℃～ 80℃

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| <b>New AeraSeal Starter Kit, Non-Sterile</b>              | EXS SM-KIT-B  | 1 Kit / 37,000   |
| SealMate Dispenser と非滅菌の AeraSeal Film 2 ロールがセットになったキット。  |               |                  |
| <b>New AeraSeal Starter Kit, Sterile</b>                  | EXS SM-KIT-BS | 1 Kit / 49,000   |
| SealMate Dispenser と滅菌済みの AeraSeal Film 2 ロールがセットになったキット。 |               |                  |
| <b>New AeraSeal Film Roll, Non-Sterile *</b>              | EXS RSMB-2    | 8 rolls / 33,000 |
| 非滅菌の AeraSeal Film の詰め替え用。1 ロール当たり 50 プレート分シールできる。        |               |                  |
| <b>New AeraSeal Film Roll, Sterile *</b>                  | EXS RSMB-2-S  | 8 rolls / 45,000 |
| 滅菌済みの AeraSeal Film の詰め替え用。1 ロール当たり 50 プレート分シールできる。       |               |                  |

\* SealMate Dispenser は含まれません。

**ARGOS**  
TECHNOLOGIES



様々なチューブをセットできるひな壇構造のチューブラック

## FlexiRack Pipetting Workstation

実験室の省スペースに便利な、様々なサイズのチューブを収容できるひな壇構造のチューブラックです。



氷を入れたアイスバスケットにチューブインサートをセットした場合。  
\*アイスバスケットおよびチューブは製品に含まれていません。

別売りの使い捨て試薬リザーバー (#R6008) をセットした場合。

### 特長

- ◆ 0.5 ~ 50 ml のチューブに適合したチューブインサートがあり、自由に組み合わせて 12 個セットできます。
- ◆ チューブインサートは容易に取り外して交換できます。
- ◆ サイズの区別がしやすいように、チューブインサートは色分けされています。
- ◆ 別売りの使い捨て試薬リザーバー (#R6008) をセットすることもできます。
- ◆ ひな壇構造のため、一度にすべてのチューブを確認できます。
- ◆ チューブインサートは直接、氷の上に置いての使用も可能です。
- ◆ 使用可能温度：- 90 ~ 122℃
- ◆ オートクレーブ可能

### セット内容

- 0.5 ml チューブインサート × 2 個
- ひな壇型ラック × 2 個
- 1.5 ml チューブインサート × 6 個
- スタンド × 2 個
- 15 ml チューブインサート × 2 個
- 50 ml チューブインサート × 2 個

\* 各インサートのチューブ収容数は下表をご覧ください。

| 品名                                | メーカー 商品コード | 包装 / 価格(¥)     |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| <b>New FlexiRack Complete Set</b> | ARG R6000  | 1 set / 10,400 |

### チューブラックインサート別売品

[メーカー：ARG]

|            | 適合チューブ      | インサート<br>1個当たりの<br>チューブ収容数 | インサート<br>の色 | 商品コード | 包装       | 価格(¥) |
|------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|----------|-------|
| <b>New</b> | 0.5 ml チューブ | 12 本                       | 赤           | R6003 | 5 pieces | 2,000 |
| <b>New</b> | 1.5 ml チューブ | 12 本                       | 紫           | R6004 | 5 pieces | 2,000 |
| <b>New</b> | 5 ml チューブ   | 7 本                        | 緑           | R6005 | 5 pieces | 2,000 |
| <b>New</b> | 15 ml チューブ  | 4 本                        | 青           | R6006 | 5 pieces | 2,000 |
| <b>New</b> | 50 ml チューブ  | 3 本                        | オレンジ        | R6007 | 5 pieces | 2,300 |
| <b>New</b> | PCR チューブ    | 36 本                       | 黄           | R6009 | 5 pieces | 2,000 |

### その他別売品

| 品名  | メーカー 商品コード | 包装 / 価格(¥)        |
|---|------------|-------------------|
| <b>New Rack without Bracket</b>           | ARG R6001  | 2 pieces / 5,500  |
| インサートを 6 個セットできるラック。                      |            |                   |
| <b>New Bracket</b>                        | ARG R6002  | 6 pieces / 3,500  |
| ラックの下に取り付けて位置を高くするためのスタンド。                |            |                   |
| <b>New Polystyrene V Shaped Basin</b>     | ARG R6008  | 50 pieces / 6,500 |
| 最大 25 ml 収容可能で、底が V 字型になっている使い捨ての試薬リザーバー。 |            |                   |