



機器
クリーンベンチ

コンパクト UV キャビネット

[製品ページ番号 : 3825]

ベンチトップタイプのUVキャビネットです。キャビネット内照射用のUVランプだけでなく、UVエアサーキュレーターも内蔵されています。

※写真中のキャビネット内部のピペット、遠心機などは付属していません。



UVC / T-AR モデル



UVC / T-M-AR モデル

UVC / T-M-AR モデルには、背面パネルにチャンパー内に設置した機器類の電源コードを通す穴を開けたタイプ (#BS-040104-AA7) と、チャンパー内部に電源コンセントを一口設置したタイプ (#BS-040104-A08) の2製品があります。

モデル	UVC / T-AR	UVC / T-M-AR
商品コード	#BS-040102-AA7	#BS-040104-AA7 #BS-040104-A08
放電管	白色光 : 15 W × 1 UV (254 nm) : 25 W × 1	
UV エアサーキュレーター	UV : 25 W × 1	
壁面の材質	アクリル樹脂 (ポリメチルメタクリレート)	ガラス
UV 防御率	99.9%	96%
内部コンセント	なし	なし #BS-040104-AA7 あり #BS-040104-A08

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
UV-Cabinet, 100 V, 50/60 Hz			
BSN	BS-040102-AA7	▲ UVC / T-AR	1 unit / 283,000
BSN	BS-040104-AA7	▲ UVC / T-M-AR	1 unit / 346,000
BSN	BS-040104-A08	▲ UVC / T-M-AR, with Internal Socket	1 unit / 350,000



機器
汚染除去

DNase / RNase 除去スプレー

DRNase Free

[製品ページ番号 : 5157]

- 汚染箇所にスプレーし、蒸留水ですすぐだけで簡単に DNase / RNase を除去できます。
- ガラス製、プラスチック製、ステンレス製の実験器具に使用できます。
- DEPC のような発がん性物質や毒性のある物質は含まれていません。
- 本製品で処理後、酵素反応やゲル作製など、以降の実験操作に影響を及ぼす物質は残りません。



品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
DRNase Free, Spray Bottle		
ARG D6002	720 ml / 5,200	→ 3,640



機器
RNase 除去

RNase 除去試薬入りボトル/スプレー

[製品ページ番号 : 5590]

- ユニークな処方の変性剤で、RNase を迅速に不活化します。
 - スプレーし、蒸留水ですすぐだけで器具を RNase フリーにできます。
 - 使用後の実験操作に影響を及ぼす物質は残りません。
- ※ 製品の外観は変更となる場合があります。



品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
RNase Free		
GLP 10-172	ボトルタイプ 250 ml / 2,700	→ 2,160
GLP 10-228	スプレータイプ 475 ml / 3,700	→ 2,960
RNase Free Refill		
GLP 10-173	詰め替え用 1 L / 5,800	→ 4,640

消耗品がお買い得です！ 売れ筋消耗品 夏のキャンペーン

[製品ページ番号 : 2222] 期間 : ~平成 26 年 10 月 31 日

便利な消耗品のキャンペーンを開催中です。売れ筋商品が勢ぞろい！お買い得なこの機会をお見逃し無く！！

