



機器
ラベル用シール

液体窒素保存にも使用可能なラベルシール

Micryo Cryogenic Storage Label

[製品ページ番号 : 5217]

粘着力の強いラベリング用シールです。プラスチック製品やガラス製品、金属への貼付に適しています。



0.5 ~ 1.5 ml
チューブキャップ用

- 粘着力が強く、-80℃や液体窒素(-196℃)での凍結保存に使用できます。
- 便利なディスペンサー兼用ボックスに入っています。

[メーカー : ARG]

シールの色	サイズ	商品コード	包装	価格
White	φ 9.5 mm	L1274	1 roll	¥6,400
Multi-Colored*		L1275	1 roll	¥22,700
		L1292	1 roll	¥23,600

- * 5色のシール (Blue, Red, Green, Yellow, Purple) を 1,000 pieces ずつ含みます。
- ※ 長方形タイプもあります。



機器
チューブ

片手でキャップが開閉できる遠心チューブ

Flip-Top Tube

[製品ページ番号 : 7197]

片手でキャップの開閉が可能な遠心チューブです。

- ※ 長期間の保存および試料の輸送目的には使用できません。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Flip Top Centrifuge Tube, Sterile			
ARG	CF1500	15 ml	20×25 tubes / 19,000
ARG	CF5000	50 ml	20×25 tubes / 25,000



機器
消耗品

コロニーカウンターペン

Counter-Pen

[製品ページ番号 : 8352]



ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が増加されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。マーキング時にアラームが鳴ります。

[メーカー : CTL]

質量	28 g
最大カウント数	99,999
カウンター表示	液晶ディスプレイ
サイズ	15.24 × 1.69 cm
商品コード	3133
包装	1 piece
価格(¥)	3,000



機器
消耗品

試料の重量を測定できる薬さじ

Traceable SpatulaBalance

[製品ページ番号 : 8351]

粉末や液体試料の重量を秤量できる薬さじです。

- ※ Traceable シリーズは、米国 A2LA 公認 ISO 17025 校正機関で検定試験済みです。



- さじ部分は、薬剤や腐食に耐性のある ABS プラスチック素材を使用しています。
- 持ち手部分の液晶ディスプレイに重量が表示されます。
- ※ 一度に 450 g 以上のものをのせると故障の原因となります。

[メーカー : CTL]

質量	85 g
サイズ	22.86 × 5.08 × 2.54 cm
測定範囲	0 ~ 300 g (0.1 g 刻み), 0 ~ 32 ml (5 ~ 30 ml まで 5 ml 刻みに薬さじにラインが引いてある)
計量機能	粉末の計量, 液体の計量 つぎ足し計量 (最大 300 g), 累積計量 (最大 3,000 g)
商品コード	3475
包装	1 piece
価格(¥)	7,000