

# Lymactin-T

抗CD3モノクローナル抗体, 防腐剤不含



**T細胞を用いた  
免疫細胞療法研究用に  
最適な活性化因子**

Isotype : Mouse IgG2a, Kappa

Clone : OKT3

Purification : Protein G Chromatography

Species React : Human

Host : Mouse

1mg/ml tube

株式会社 細胞科学研究所

〒982-0262 仙台市青葉区西花苑1-16-16  
Tel: 022-399-6608 Fax: 022-399-6638

URL: <http://www.cstimedia.com>  
E-mail: [technicalinfo@cstimedia.com](mailto:technicalinfo@cstimedia.com)

Lymactin-Tは、ハイブリドーマOKT3細胞を無血清培養し製造した抗CD3モノクローナル抗体です。

末梢血Tリンパ球の細胞表面マーカーCD3に結合し高い増殖を指示します。






Fig. 1 細胞増殖曲線

Seeding density : 20 X 10<sup>4</sup> cells/ml (300 X 10<sup>4</sup> cells/T75 Flask)  
 Human Plasma conc. At seeding : 10%  
 Medium : ALyS505N-175  
 Culture volume : 15ml→775ml  
 Culture period : 14 days



\* ALySシリーズ関連製品

品名	内容	製品番号	容量・包装
Lymactin-T	抗CD3モノクローナル抗体, 防腐剤不含	6001T01	1 mg/ml / tube
		6001T10	10 mg/ml / tube
ALyS505N-0	免疫細胞療法研究用無血清培養液 (IL-2 不含)	1020P05	500 ml (P)
		1020P10	1,000 ml (P)
		1020C10	1,000 ml (CB)
ALyS505N-175	免疫細胞療法研究用無血清培養液 (IL-2 175 IU/ml)	10217P10	1,000 ml (P)
		10217C10	1,000 ml (CB)
ALyS505N-7	免疫細胞療法研究用無血清培養液 (IL-2 700 IU/ml)	1027P10	1,000 ml (P)
		1027C10	1,000 ml (CB)
ALyS505N-10	免疫細胞療法研究用無血清培養液 (IL-2 1,000 IU/ml)	10210P10	1,000 ml (P)
		10210C10	1,000 ml (CB)

(P) : Plastic bottle, (CB) : Culture Bag

本品は、研究用試薬です。治療・診断目的ではご使用になれません。

製造・販売元



(株)細胞科学研究所

Cell Science & Technology Institute, Inc.

〒982-0262 仙台市青葉区西花苑1-16-16

TEL : 022-399-6608

E-mail : technicalinfo@cstimedia.com