

仕 様 書

抗ヒト HGF モノクローナル抗体 β 鎖 (マウス)

コード 2ACKHH3

クローン番号 Hyb- T7156

由来 ヒト HGF の合成ペプチドを免疫した BALB/c マウスの脾臓細胞とマウスミエローマ細胞 (NS-1) を融合して得たハイブリドーマを BALB/c マウスに接種して得られた腹水

特異性 ヒト HGF β 鎖に特異的に反応

精製 硫酸アンモニウム塩析精製

Ig Class IgG₁

溶媒 0.1% アジ化ナトリウムを含む生理的食塩水溶液

蛋白濃度 0.5 mg/mL

容量 0.4 mL

貯法及び有効期間 2~8°C 3ヶ月間
-20°C 3年間 (凍結融解の繰り返しは避けてください)

用途 ELISA、免疫沈降、ウエスタンブロット

参考文献



〒112-0004 東京都文京区後楽1-1-10

Tel:03-3814-4081 Fax:03-3814-5957

e-mail:info@tokumen.co.jp

http://www.tokumen.co.jp

2ACKHH30806-02