

G. ウイルスパッケージング試薬

2-G-1) ウイルスパッケージング試薬をご注文いただくには、2-F-1)と同様に「Transfection reagents & buffers」のページにアクセスし、「View options」(青点線枠)をクリックすると、ウイルススパッケージング試薬の製品リストが表示されます。

Transfection reagents & buffers
Efficient and reliable transfection with minimal cellular toxicity

DharmaFECT transfection reagents
Optimized solutions for RNA transfection into a wide range of cell types for successful gene editing experiments
[See products](#)

Ancillary buffers & media
Complete your experiment with all necessary ancillary reagents, including buffers, water, and specialized cell culture media
[Search buffers](#)

Viral packaging
Efficiently generate replication-incompetent lentiviral particles to deliver and express an shRNA or ORF construct into mammalian cells
[View options](#)

2-G-2) ウイルスパッケージング試薬の製品リストが表示されます。以下に、「Trans-Lentiviral shRNA Packaging System」(赤実線枠)を例に説明します。

Viral Packaging

Trans-Lentiviral Packaging System efficiently generates replication-incompetent lentiviral particles to deliver and express an shRNA or ORF (open reading frame) construct in either dividing or non-dividing mammalian cells.

[Products](#) [References](#)

Trans-Lentiviral shRNA Packaging Kits

- **Trans-Lentiviral shRNA Packaging System**

Package your shRNA viral vector constructs into high-titer lentiviral particles for efficient transduction and gene silencing in the cell or tissue type of interest.

- Trans-Lentiviral ORF Packaging System

Package your ORF viral vector constructs into high-titer lentiviral particles for efficient transduction and gene expression in the cell or tissue type of interest.

2-G-3) 下の画面はTrans-Lentiviral shRNA Packaging Systemを選択&クリックした結果が表示された状態です。赤実線枠の項目を選択&クリックすることで、アイテムや容量を選択できます。「Add to Cart」ボタン(青点線枠)をクリックすると製品がショッピングカートに入ります。

Trans-Lentiviral shRNA Packaging System

Package 2nd or 3rd generation viral vectors with high efficiency

Lentiviral packaging kits with calcium phosphate provide lower cost and higher-efficiency viral packaging along with premium biosafety.

Select Product for: Trans-Lentiviral shRNA Packaging System

1. Item

HEK293T Cell Line

Trans-Lentiviral shRNA Packaging Kit

Calcium Phosphate Transfection Reagent Kit

2. Size

10 rxn kit

50 rxn kit

100 rxn kit

3. Stock item

Trans-Lentiviral shRNA Packaging Kit with Calcium Phosphate (10 reactions)

Trans-Lentiviral shRNA Packaging Kit with Calcium Phosphate and HEK293T (10 reactions)

¥156,100

Catalog ID: TLP5912

-

1

+

Add to Cart