

肥満・糖尿病研究用 ヒトELISAキット



使用文献が多数あります！

詳細はこちらのWeb記事をチェック！ →




Webページ番号

67796



AdipoGen Life Sciences社は、肥満・糖尿病研究用の各種ELISAキットを多数取りそろえています。同社のキットは、AIを利用して研究論文中の製品評価の集計・ランキングを行っているBioz社にて高い評価を得ています。



脂肪細胞が産生する各種アディポカインの作用イメージ図

Adapted from Cao, H., *J. Endocrinol.*, 220 (2), T47~T59 (2014). [PMID : 24403378]

下記の因子を測定するELISAキットを取りそろえています





キット外観


製品例

Adiponectin	BAFF, Soluble	GPX1
GPX3	Irisin	Nampt (Visfatin/PBEF)
Progranulin	RBP4	Resistin
Sirtuin 1	Vaspin	ZAG (Zinc- α -2-Glycoprotein)



Adipogen Life Sciences [メーカー略称:KOM]

測定因子	アッセイ法	測定試料	測定範囲	商品コード	アッセイ数	包装	価格(¥)
Adiponectin 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 尿, 細胞培養上清	0.5~32 ng/ml	AG-45A-0001YEK-KI01	96 well	1 kit	97,000
				AG-45A-0001YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	168,000
BAFF 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6~500 pg/ml	AG-45B-0001-KI01	96 well	1 kit	133,000
GPX1	サンドイッチ法	血漿	0.0625~4 ng/ml	AG-45A-0037YEK-KI01	96 well	1 kit	117,000
				AG-45A-0037YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	198,000
GPX3 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.5~32 ng/ml	AG-45A-0020YEK-KI01	96 well	1 kit	126,000
				AG-45A-0020YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	213,000
Irisin 	競合法	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.001~5 μg/ml	AG-45A-0046YEK-KI01	96 well	1 kit	133,000
				AG-45A-0046YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	220,000
Namt (Visfatin/PBEF) 	サンドイッチ法	血清	0.125~8 ng/ml	AG-45A-0006YEK-KI01	96 well	1 kit	151,000
				AG-45A-0006YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	258,000
Namt (Visfatin/PBEF), IntraCellular 	サンドイッチ法	細胞ライセート	0.25~16 ng/ml	AG-45A-0008YEK-KI01	96 well	1 kit	151,000
				AG-45A-0008YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	258,000
Progranulin 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 尿, 細胞培養上清	0.063~4 ng/ml	AG-45A-0018YEK-KI01	96 well	1 kit	120,000
				AG-45A-0018YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	207,000
RBP4 	競合法	血清, 血漿, 尿, 細胞培養上清	0.001~5 μg/ml	AG-45A-0010YEK-KI01	96 well	1 kit	121,000
				AG-45A-0010YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	213,000
Resistin 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.125~8 ng/ml	AG-45A-0023YEK-KI01	96 well	1 kit	95,000
				AG-45A-0023YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	164,000
Sirtuin 1, IntraCellular 	サンドイッチ法	細胞ライセート	0.032~2 ng/ml	AG-45A-0029YEK-KI01	96 well	1 kit	134,000
				AG-45A-0029YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	236,000
Vaspin 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.016~1 ng/ml	AG-45A-0017YEK-KI01	96 well	1 kit	130,000
				AG-45A-0017YTP-KI01	2 × 96 well	1 kit	222,000
ZAG (Zinc-α-2-Glycoprotein), Turbo 	サンドイッチ法	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.938~60 ng/ml	AG-48B-1000-KI01	96 well	1 kit	126,000

 AdipoGen Life Sciences社ELISAキットの使用文献数です(2020年1月現在)。

※ AdipoGen Life Sciences社では、上記のヒト用ELISAキット以外にも、評価の高いマウス/ラット用ELISAキット、組換え体タンパク質、抗体、生理活性低分子化合物を販売しています。詳細はテクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2020年1月15日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、Adipogen Life Sciences社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(KOM)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

販売店

日本総代理店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

<https://www.funakoshi.co.jp/> E-mail: info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

Twitter  @Funakoshi_CoLtd

