

## フナコシ年度末キャンペーン 実施中!



キャンペーン

期間：～2020年2月28日

### 酸化ストレス／フリーラジカル アッセイキット

20%  
OFF

Cayman Chemical社は1980年の創業直後よりフナコシと販売契約を結び、日本の研究者の皆様の研究を35年以上にわたってサポートしています。

Web ページ番号

81397



キャンペーン

期間：～2020年3月13日

### アッセイキットなど全製品

20%  
OFF

BioVision社では幅広いカテゴリーにおいて、皆様の研究のお役に立つ製品（アッセイキット、抗体、化合物、タンパク質、蛍光プローブなど）を多数取りそろえています。

Web ページ番号

81415



キャンペーン

期間：～2020年3月13日

### 化合物など全製品

20%  
OFF

Toronto Research Chemicals社は、腫瘍学／神経科学／免疫学／心臓血管学など幅広い分野の化合物を取りそろえています。

Web ページ番号

81414



※製品によっては、供給状況により価格が変動する可能性、また、法規制によりお取り扱いできない可能性があります。



Web ページ番号

5299



## EGFR のリン酸化部位を 同時に検出できる抗体アレイ

ヒト上皮成長因子受容体 (EGFR) の 17 種類のリン酸化部位の相対的な量を測定できる、メンブレンタイプの抗体アレイです。

使用文献数




### 特長

- ラジオアイソトープを使用せず、化学発光で検出します。
  - 抗体反応確認用のポジティブコントロールとネガティブコントロールがスポットされています。
  - 適用試料：ヒト細胞ライセート (50～1,000 μg/ml)
- ※検出にはX線フィルムまたは化学発光イメージングシステムが必要です。

### 測定可能な因子 (リン酸化部位)

EGFR (pTyr845)	EGFR (pTyr992)	EGFR (pTyr1045)
EGFR (pTyr1068)	EGFR (pTyr1086)	EGFR (pTyr1148)
EGFR (pTyr1173)	EGFR (pSer1046/1047)	EGFR (pSer1070)
ErbB2 (pTyr877)	ErbB2 (pTyr1112)	ErbB2 (pTyr1221/1222)
ErbB2 (pTyr1248)	ErbB2 (pThr686)	ErbB2 (pSer1113)
ErbB3 (pTyr1289)	ErbB4 (pTyr1284)	—

### 使用例



試料：ヒト A431 細胞株ライセート

### 品名

メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
EGFR Phosphorylation Antibody Array 1, for Human, RayBio		
RAY	AAH-PER-1-2	2 membranes (2 検体用) 1 kit / 48,000
RAY	AAH-PER-1-4	4 membranes (4 検体用) 1 kit / 69,000
RAY	AAH-PER-1-8	8 membranes (8 検体用) 1 kit / 109,000

キット内容：RayBio human EGFR phosphorylation antibody array 1 membrane, Cocktail of biotin-conjugated anti-EGFR, HRP-conjugated streptavidin, Protease inhibitor cocktail, Phosphatase inhibitor cocktail set, Cell lysis buffer, Detection buffer, Blocking buffer, Wash buffer, 8-well tray, Plastic sheet

### こちらもオススメ

## RayBiotech 社 アレイ測定受託サービス

ご提供いただいた試料について、RayBiotech 社のアレイキットまたはカスタムアレイを用いて測定を行い、結果をご報告します。

Web ページ番号

56137

