

NEW Human Phosphorylation Pathway Profiling Array C55

MAPK, AKT, JAK/STAT, NFκB, TGF-β 経路における計 55 種類のリン酸化タンパク質を同時に検出できる抗体アレイです。



特長

- 測定試料：血清、血漿、細胞／組織ライセートなど
- 測定法：化学発光

標的因子リスト (リン酸化部位についてはフナコシ Web をご覧下さい)

4E-BP1	AKT	AMPKα	ATF2	ATM
BAD	C-Fos	c-Jun	CREB	EGFR
eIF-2α	ERK1/2	GSK-3 α	GSK-3 β	HDAC2
HDAC4	HSP27	IKBa	JAK1	JAK2
JNK	MEK	MKK3	MKK6	MSK1
MSK2	mTOR	NF-κB	p27	p38
P53	P70S6K	PDK1	PRAS40	PTEN
Raf-1	RPS6	RSK1	RSK2	SHP-1
SHP2	SMAD1	SMAD2	SMAD4	SMAD5
Src	STAT1	STAT2	STAT3	STAT5
STAT6	TAK1	TBK1	TYK2	ZAP70

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Human Phosphorylation Pathway Profiling Array C55 NEW			
RAY	AAH-PPP-1-2	2 membranes	1 kit / 151,000
RAY	AAH-PPP-1-4	4 membranes	1 kit / 258,000

※解析用ソフトウェアについてはフナコシ Web をご覧下さい。



© 樹庵じゅあん

twitter 

@Funakoshi_CoLtd



たまにフォロワー限定プレゼントキャンペーンをやっていることも...

実施中のキャンペーン



		Web ページ番号		キャンペーン期間 2020年 3月 4月 5月		
20% OFF	全製品	81415	BioVision 社	3/13		
20% OFF	全製品	81414	Toronto Research Chemicals 社	3/13		
特別価格	オルガノイド, hTERT 不死化細胞 → p.32 参照	81418	ATCC®		3/31	
20% OFF	抗体パネル	81426	Arigo Biolaboratories 社		3/31	
20% OFF	液状／粉末コラーゲン, コラーゲン線維シート	81396	(株)ニッピ		3/31	
10% OFF	無細胞タンパク質合成キット	81380	NUProtein(株)		3/31	
30% OFF	組換え体タンパク質／ELISA キット (アカデミックユーザー限定)	81422	R&D Systems		3/31	