

ヒトのサイトカインを同時に定量できる 抗体アレイ

Quantibody Human Cytokine Multiplex ELISA Array

1,000 種類までのヒトの各サイトカインに対し高い特異性を有する捕捉抗体とポジティブコントロールをガラススライド表面上にスポットした抗体アレイです。

特 長

- サンドイッチ ELISA と同様の手法により、ヒトの各サイトカインを特異的かつ高感度で定量できます。
 - ガラスアレイには、同じ捕捉抗体が 4 点ずつスポットされています。
 - 測定試料：血清、血漿、細胞培養上清、細胞／組織ライセート、体液
 - 測定波長：励起 554 nm／蛍光 568 nm (Cy3 検出用)
- ※測定には蛍光検出が可能なマイクロアレイスキャナーが必要です。

製品ラインナップ

[メーカー：RAY]

シリーズ	総因子数	商品コード	包 装
1000	80	QAH-CAA-1000-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (2 スライド)
2000	120	QAH-CAA-2000-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (3 スライド)
3000	160	QAH-CAA-3000-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (4 スライド)
4000	200	QAH-CAA-4000-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (5 スライド)
Q440	440	QAH-CAA-440-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (11 スライド)
Q640	640	QAH-CAA-640-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (16 スライド)
Kiloplex	1,000	QAH-CAA-X00-1 <small>カルタヘナ</small>	1 kit (25 スライド)

※価格につきましては、お問い合わせ下さい。

こちらもオススメ

RayBiotech 社 アレイ測定受託サービス

RayBiotech 社のアレイキットまたはカスタムアレイを用いてお客様の試料測定を行い、結果をご報告します。

Web ページ番号

56137




@Funakoshi_CoLtd



たまにフォロワー限定プレゼントキャンペーンをやっていることも…