

20%
OFF

Web ページ番号

80641




NEW ぐらつかないセロジカルピペット

Wobble-not Serological Pipet

サンプル
あり

人間工学的に優れたデザインで、極めて少ない力でしっかりピペッターに装着できます。

クリーンベンチ内の
作業に最適!ショートタイプもぐらつかない、
液だれしない Wobble-not

NEW

Shorty Wobble-not pipets
(ショートタイプ, #5090)Wobble-not Serological Pipet
(通常タイプ, #4090)

■ショートタイプ NEW

[メーカー: VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 ml	5090-0010	8×25 pieces	9,000	7,200
25 ml	5090-0025	4×25 pieces	9,000	7,200

■通常タイプ

[メーカー: VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
5 ml	4090-0005	4×50 pieces	7,200	5,760
10 ml	4090-0010	4×50 pieces	7,700	6,160
25 ml	4090-0025	4×50 pieces	15,600	12,480
50 ml	4090-0050	100 pieces	21,900	17,520

滅菌品

※連続分注可能な電動分注装置 Ali-Q (Web ページ番号: 68044) と組み合わせることで、より負担が少ない簡単なピペティングが可能です。

Web に
動画あり20%
OFF

Web ページ番号

80098



ピペットエイド® リフレッシュキット

✓ バッテリーの持ちが悪い… ✓ 吸引力が弱くなった… ✓ ピペットから液漏れする…
これらの症状は、消耗部品を交換することで新品同様に改善することができます!


キット内容

バッテリー (1個)

TC ガスケット (2個)

ラバーインサート (1個)

TC フィルター (1個)



普段の実験中、問題なく作動しているように見えるピペット・エイド®。実は内部に汚れが溜まっていたり、消耗部品が損傷していることがあります。お手持ちのピペット・エイド® (XP/Xpress/PA400) を長くお使いいただくために、定期的に消耗部品を交換することをお勧めします。

この機会に
リフレッシュ!

[メーカー: DRM]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4-040-091	1 kit	7,200	5,760