



25% OFF

Web ページ番号

1859



SnapLock マイクロチューブ

サンプルあり



[メーカー: AXY]

サイズ	色	仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
0.6 ml	Clear	非	MCT-060-C	1,000 pieces	2,200	3,150
	Clear	減	MCT-060-C-S	5×100 pieces	3,700	2,770
	Clear	非 低	MCT-060-L-C	500 pieces	2,900	2,170
1.5 ml	Clear	非	MCT-150-C	500 pieces	2,100	1,570
	Clear	減	MCT-150-C-S	5×50 pieces	2,200	1,650
	Clear	非 低	MCT-150-L-C	250 pieces	1,700	1,270
1.7 ml *	Clear	非	MCT-175-C	500 pieces	2,300	1,720
	Clear	減	MCT-175-C-S	5×50 pieces	2,200	1,650
	Clear	非 低	MCT-175-L-C	250 pieces	1,700	1,270
2 ml	Clear	非	MCT-200-C	500 pieces	2,300	1,720
	Clear	減	MCT-200-C-S	5×50 pieces	2,200	1,650
	Clear	非 低	MCT-200-L-C	250 pieces	1,700	1,270

*オートクレーブ不可



低付着性の特殊なポリプロピレンを使用しているため、試料の付着・残存がほとんどありません。

※商品コードに「L」がついている製品です。(例: #MCT-060-L-C)



20% OFF

Web ページ番号

63896



開けるときに指が痛くない!

BackSpring Tube 1.5 ml

サンプルあり

キャップの後ろ側に力を加えることで、片手でも開けられます。





© 樹庵じゅあん

- 使用可能温度: -90℃~煮沸可能
- 遠心: 30,000×g まで
- RNase / DNase フリー

[メーカー: ARG]

仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
非	22999-00	500 pieces	2,800	2,240
減	24409-56	500 pieces	3,000	3,200
		10×500 pieces	39,400	31,520

減: 減菌品 非: 非減菌品 低: 低付着素材使用



© 樹庵じゅあん

無料サンプル品でお試し下さい!

FREE TRIAL SAMPLE

当社機器担当までお問い合わせ下さい!

サマーキャンペーン 期間 2020 7/1 ~ 9/15

15

TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643 kiki@funakoshi.co.jp

価格・内容は発刊日現在です 掲載品はすべて研究用です