




細胞培養プレート用

⑬



通気性のあるフィルムで、培養細胞をコンタミネーションから守ります。試料回収時に簡単に穴を開けられます。


ロボット/オートサンプラー用

⑭



各ウェルごとに×状に切り込みが入っており、チップが突き刺しやすくなっています。チップを外すと元に戻ります。


⑮



各ウェル部分に接着剤が付いていないため、試料中への混入を抑えます。

関連製品

⑯



圧着用プレートローラー

[メーカー：EXS]

製品名	耐冷/耐熱	材質	仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
⑬ AeraSeal	-20℃/+80℃	レーヨン	非	B-100	100 pieces	10,600	7,950
			減	BS-25	50 pieces	7,200	5,400
⑭ X-Pierce Films	-40℃/+90℃	複合	非	XP-100	100 pieces	13,300	9,970
			減	XPS-25	50 pieces	8,300	6,220
⑮ EZ-Pierce Films		複合	非	ZAF-PE-50	50 pieces	17,200	12,900
⑯ Plate Roller	-	-	-	RL-PLT-01	1 piece	4,000	3,000



20% OFF


Web ページ番号
46030



耐久性に優れた紙製フリーズボックス
Cardboard Freezer Box

表面に撥水加工が施されており、液体窒素タンク内やフリーザー内の結露から保護します。

- ボックス内の仕切りは、あらかじめセットされています。
- 1 包装は 10 箱入りです。



1.5 / 2.0 ml チューブ
25 (5×5) 本収容
(#06755-71)

ドレーン

1.5 / 2.0 ml チューブ
81 (9×9) 本収容
(#06755-72)

ナンバリング

1.5 / 2.0 ml チューブ
100 (10×10) 本収容
(#06755-73)

底面に小さな穴が開いており、内部に入った液体窒素を安全に排出できます。

各ウェルの底面に数字が振られています。

[メーカー：ARG]

チューブ	収容本数	仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
1.5 / 2.0 ml チューブ	25 本	ドレーン	06755-71	10 pieces	5,800	4,640
	81 本	ドレーン ナンバリング	06755-72	10 pieces	2,900	2,320
	100 本	ドレーン ナンバリング	06755-73	10 pieces	2,900	2,320

こちらもオススメ

リアルタイム PCR 解析受託サービス

安価なサイバークリーン法で実施致します。
Real time PCR 特定遺伝子の発現解析を承ります。
ご希望により、解析結果を統計処理することも可能です。

- ① iPS 細胞評価
- ② 動物試験評価
- ③ 遺伝子改変マウス評価
- ④ ゲノム編集細胞評価
- ⑤ その他 (細菌およびウイルス検出など)



Web ページ番号
65634



[メーカー：YNK]