


25% OFF

Web ページ番号

4644



滴下ボトル入りで安心 EtBr ドロッパーボトル



50 ml のバッファーまたはゲルに 1 滴 (約 40 μ l) 加えることで、最終濃度 0.5 μ g/ml のエチジウムブロミド (EtBr) 溶液を調整できます。

[メーカー: GLP]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
20-276	10 ml	5,400	4,050


20% OFF

Web ページ番号

65818



エチプロ除去フィルター EtBr Extractor

- 活性炭マトリックスに電気泳動バッファーを流すだけで、**99% 以上**のエチジウムブロミドを除去できます。
- 1つのユニットで最大 10 L のバッファーを処理できます (一度に流せる溶液は 500 ml まで)。

※別途、アスピレーターが必要です。



口径 33~45 mm
のボトルに取付可能

[メーカー: MSI]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10448031	6 pieces	18,000	14,400


25% OFF

Web ページ番号

1254



染色試薬の吸着除去バッグ Destaining Bag

サンプルあり

簡単


エチジウムブロミドや Coomassie Blue を一晩で除去できる、ディスプレイタイプの吸着除去バッグです。

※使用後は、施設・地域で定められた方法に従い、不燃物として処分して下さい。

[メーカー: GLP]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
20-277	1 set (25 bags)	23,200	17,400


20% OFF

Web ページ番号

1067



フナゲルチップ

サンプルあり

電気泳動後の目的バンド部分を簡単に回収できるチップです。1度だけオートクレーブ可能です。Gel Pipette (#C1000-1CF) または 1,000 μ l ピペットに装着して使用します。



フナゲルチップ小



ラック入り滅菌タイプ

[メーカー: DWK]

タイプ	仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
小*1	非滅菌	DR-50	50 pieces	5,800	4,640
		DR-250	250 pieces	15,000	12,000
	滅菌	DR-200-RS	48 pieces	10,000	8,000
大*2	非滅菌	DR-50-II	50 pieces	5,800	4,640
		DR-100-II	100 pieces	9,300	7,440
	滅菌	DR-250-II	250 pieces	15,000	12,000
		DR-200-RS-II	48 pieces	10,000	8,000

滅: 滅菌品 非: 非滅菌品 ㊦: ラック入り包装品

*1 幅: 4.0 mm, 厚み: 1.0 mm

*2 幅: 6.5 mm, 厚み: 1.1 mm



LabGadget

20% OFF

Web ページ番号

709



アガロースゲルの切り出し便利グッズ x-tracta II

サンプルあり

速い!


安全!



失敗しにくい!

片手でOK!

挿す



2ステップ!

切り出したゲルを吐出する際は、勢い良く本体を押しつぶして下さい。(ゆっくり動作させると空気だけが抜けてしまい、ゲルが飛び出さない事があります。)

※本製品は使用 1 回限りのディスプレイタイプです。繰り返し使用すると、コンタミネーションや切り出し失敗の原因となります。また、本製品はオートクレーブはできません。

[メーカー: LGT]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
LG202	100 pieces	11,000	8,800



サマーキャンペーン

期間

2020

7/1

▼

7/15

21

機器

TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643

✉ kiki@funakoshi.co.jp

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です