


任意のアナライトを測定する ラテラルフローアッセイを構築

gRAD OneDetection Kit

任意の測定対象に対するビオチン標識抗体（捕捉用）*および金コロイド標識抗体（検出用）を用いて、ラテラルフローアッセイを行えるキットです。

*本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

*マウス/ウサギ/ヤギ由来の抗体にご使用いただけます。



品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

gRAD OneDetection-Kit, Lateral Flow Test

ABS gRAD(1)-Kit

1 kit / 233,000

キット内容: gRAD OneDetection strip, Naked Gold Sol (20 nm / 40 nm), Buffer solution A / B / C / D, Stabilizing buffer, Sample dilution buffer, Calibration card

*本製品にビオチン標識抗体は含まれていません。

NEW スクリーニングや プロファイリングに有用な JAK 活性の測定キット

検出試薬として Kinase-Glo MAX を使用し、化学発光法により 96 ウェルフォーマットで JAK 活性を測定するキットです。JAK1, JAK2, および JAK3 測定用のキットを取りそろえています。

酵素反応速度論の研究や、創薬およびハイスループットスクリーニング用の低分子阻害物質のスクリーニングに有用です。

[メーカー: BPS]

因子名	JAK1 NEW	JAK2 NEW	JAK3 NEW
商品コード	79518 -80°C カルタヘナ	79520 -80°C カルタヘナ	79521 -80°C カルタヘナ
包装	1 kit	1 kit	1 kit
価格 (¥)	114,000	114,000	114,000