



## 温調機能付き吸光度計

## MyAbscope®

リアルタイムで反応（比色）のモニタリングが可能な吸光度計です。

※操作・結果判定には別途 PC (Windows 7/10) またはタブレット端末が必要です。Mac では使用できません。

フィールドワークで活躍！

✓ 手軽に持ち運べるサイズ (A4 サイズ, 約 2 kg)

✓ モバイルバッテリー\*が使用可能

\*コンセント出力付き, 消費電力: 6.06 Wh

[メーカー: KNK]


商品コード	包装	価格 (¥)
KN-T100901	1 unit	398,000

## 使用例：等温核酸増幅反応

## 用途①：核酸抽出



## 用途②：核酸増幅



## 用途③：増幅核酸検出



デモ機あり

Web ページ番号

64941



## 軽量・コンパクトなルミノメーター

## Lu-mini

ルシフェラーゼアッセイ  
ATP アッセイ  
セルベースアッセイ  
などに！



16<sup>W</sup>×23.5<sup>D</sup>×14<sup>H</sup> cm



フィールドワークで活躍！

✓ USB ケーブルを介して PC やモバイルバッテリーでの動作が可能

✓ 重さ 1.9 kg

## 特長

- LCD タッチパネル (3.5 インチ) で操作できます。
- 1 cm キュベット, φ10/12 mm チューブが使用可能です。
- 操作モード: シングル/デュアルポイント測定, ピーク検出, カイネティックモード
- 測定範囲: 0~8×10<sup>6</sup> RLU
- 1,000 回分の測定結果を記録できます。

[メーカー: IES]

商品コード	包装	価格 (¥)
V301001	1 unit	449,000

※プロトコルの作成や新規ユーザー ID の追加には PC (Windows 7/10) との接続が必要です。

## 実施中のキャンペーン



特別価格	Web ページ番号	キャンペーン期間	2020年		
			8月	9月	10月
リコンビナント抗体 (約 100 点) 25 μl / ¥23,000	81491	Arigo Biolaboratories 社	8/31		
ジェンタくんオリジナルTシャツプレゼントキャンペーン (数量限定, 無くなり次第終了)	81488	GeneTex 社	8/31		
30% OFF 神経変性疾患関連抗体	81476	StressMarq Biosciences 社	8/31		
特別価格 機器・消耗品サマーキャンペーン	2222	各社	9/15		
25% OFF B 細胞・T 細胞のイムノフェノタイピング用キット	81498	Exbio Praha 社	10/15		