

PCR 溶液調製時のコンタミネーションを防ぐクリーンスペース

UVP PCR Cabinet / Workstation

「ワークスペース表面の抗菌コート」×「紫外線照射による DNA の不活性化」の W 効果で、コンタミネーションを徹底的に防ぎます。

Cabinet と、一回り大きな **Workstation** があります。



[メーカー：UVP]

品名	UVP PCR Cabinet	UVP PCR Workstation	UVP PCR HEPA Cabinet	UVP PCR HEPA Workstation
Air サーキュレーター (装置下部)		あり		あり
上部フィルターモジュール		なし		プレカーボンフィルター HEPA フィルター
光源	ワークスペース内	・白色 LED ・UV 放電管 (254 nm) : 25 W×2 ・赤色 LED		
	Air サーキュレーター内	UV (254 nm) : 8 W×1		
	上部フィルターモジュール内	UV (254 nm) : 8 W×1		
サイズ	外寸 (W/D/H)	68.5×51×89 cm	82.6×61.6×99.1 cm	68.5×51×89 cm 82.6×61.6×99.1 cm
	ワークスペース (W/D/H)	63.5×43×62 cm	78.7×54.6×73.7 cm	63.5×43×62 cm 78.7×54.6×73.7 cm
内部コンセント	あり (2 か所)			
UV タイマー	15 分, 30 分, カスタム (~99 分)			
電源	100 V			
商品コード	849-95-0603-01 ▲	849-95-0601-01 ▲	849-95-0602-01 ▲	849-95-0600-01 ▲
包装	1 unit			
価格 (¥)	610,000	760,000	870,000	1,100,000

※より安全性を高めた陰圧の安全キャビネットには相当しません。
 ※組立・納品・設置をご希望の場合、別途出張旅費・作業料を申し受ける場合があります。

こちらもおススメ
 BIOSAN 社 UV Cabinet ▶ p.22