



Web ページ番号

69313




Web ページ番号

68144



振とう 恒温
ベンチトップシェーカーインキュベーター
ES-20

コンパクトでお求めやすい価格のシェーカーインキュベーターです。



温度、速度、時間を簡単に設定できます。


透明なアクリル樹脂で内部が見やすい!

- 内蔵マイクロプロセッサと温風循環システムにより、チャンバー内の温度を均一に保ちます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-010111-AAC	1 unit	320,000

関連製品 別売プラットフォーム



モデル	ワークエリア, 用途例
① UP-12	各種フラスコ, ボトル
② PP-4	ペトリ皿, 培養フラスコなど
③ P-12/100	100~150 ml フラスコ 12本
④ P-6/250	250~300 ml フラスコ 6本
⑤ P-16/88	10 ml, 15 ml, 50 ml チューブ, 最大 88本

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
UP-12	BS-010108-AK	1 piece	25,000
PP-4	BS-010108-BK	1 piece	9,000
P-12/100	BS-010108-EK	1 piece	38,000
P-6/250	BS-010108-DK	1 piece	37,000
P-16/88	BS-010116-BK	1 piece	45,000

Bento Bioworks 社創業者インタビュー

Web ページ番号 69332

Bento Lab の名前の由来
誕生秘話
開発中のエピソード



試料調製 PCR ゲル電気泳動 ゲルの観察 デモ可能
遺伝子実験をこれ一台で

Bento Lab

遠心分離機, サーマルサイクラー, 電気泳動装置, 青色 LED トランスイルミネーターの機能が, 1 台に凝縮された実験装置です。

- ✓ 外出先での実験に
- ✓ 遺伝子実験の基礎を学習するツールとして

※フィールドワークで使用する場合は、別途ポータブル電源（下記参照）が必要です。



Web に動画あり

ほぼ A4 サイズ, 3.5 kg

仕様

- 青色 LED トランスイルミネーター (468 nm)
 - ・電気泳動槽④がそのままフィットします。
 - ・お手持ちのスマートフォンでの撮影も可能です。
- 遠心分離機
 - ・収容本数：1.5 ml/2.0 ml チューブ×6 本
- サーマルサイクラー
 - ・収容本数：0.2 ml チューブ×32 本 (4×8)
- ゲル電気泳動槽 (本体から取り外して使用)
 - ・9 ウェルコーム/12 ウェルコーム付属
 - ・ゲルトレイの容量：ゲル 25~50 ml, バッファー~50 ml
- 液晶画面操作ボタン
- 手前部分のフタは、裏返してチューブラックとして使えます。

[メーカー：BTO]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
Bento Lab Entry	BL1M1E-JP	1 unit	330,000
Bento Lab Pro	BL1M1P-JP	1 unit	420,000

※Entry と Pro はブロック温度範囲, 遠心力, 泳動電圧などの仕様が異なります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

※ マークの製品は、ご注文の際に使用目的確約書が必要です。詳細は Web ページ番号：68144 をご覧ください。

関連製品 ポータブル電源



国内線機内持ち込み可

国内線機内持ち込み不可

[メーカー：ACM]

	電力量	商品コード	包装	価格(¥)
	130 Wh	TPD-J130	1 unit	17,000
	167 Wh	TPD-C167	1 unit	20,000