



Web ページ番号

4201



恒温 デモ可能  
コンパクトなウォーターバス  
WB-4MS



34.0<sup>W</sup>×27.0<sup>D</sup>×25.0<sup>H</sup> cm

付属の底板 (BP-1)

- スターラーユニットによりバス内の水を攪拌して水温を均一に保ちます。

※ピーカーなど容器中の液体を攪拌することはできません。

容量	4 L
回転速度	250~1,000 rpm
温度設定範囲	25~100℃
温度安定性	±0.1℃
タイマー	1分~96時間(1分刻み) / 連続

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-010406-AA7	1 unit	139,000



Web ページ番号

6796



検出 定量 デモ可能  
α/β/γ線検査用ポータブル線量計  
ライノス 6000



Webに動画あり

入射窓	45 mm / マイカ窓
測定放射線	γ線 / γ線+β線 / γ線+β線+α線
測定範囲	BG~2,500 μSv/h (2.5 mSv/h) ※分解能 0.001
計測周期	5.0 秒
アラーム	1 cm 線量当量率 (0.1 μSv/h~1,000 μSv/h) 積算量 (1 μSv~100,000 μSv)
表示範囲	μSv/h 表示: 0.000~2,500 cpm 表示: 0~999,999 積算表示: μSv 1~999,999

[メーカー: TLK]

商品コード	包装	価格(¥)
GM-ST01	1 unit	128,000



HWASHIN TECHNOLOGY COMPANY

Web ページ番号

3581



洗浄 デモ可能  
デザインアワード受賞の超音波洗浄器  
PowerSonic 600 シリーズ

見やすいコントロールパネルで簡単に温度\*や時間が設定できます。超音波の強さは3段階に切り替え可能です。本体右横のノブにより、本体背面の排水管の開閉を操作できます\*。 \*#102-603-100 以外。

[メーカー: HWA]

モデル	PowerSonic 603	PowerSonic 605	PowerSonic 610	PowerSonic 620
振動子/周波数	Industrial BLT Type / 40 kHz			
タイマー	1~99 分			
温度設定範囲	—	室温~60℃	室温~70℃	
タンク容量	3.3 L	5.7 L	10.7 L	20.7 L
内寸 (cm)	24.0 <sup>W</sup> ×14.0 <sup>D</sup> ×10.0 <sup>H</sup>	30.0 <sup>W</sup> ×15.5 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>	30.0 <sup>W</sup> ×24.0 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>	50.0 <sup>W</sup> ×30.0 <sup>D</sup> ×15.0 <sup>H</sup>
外寸 (cm)	32.5 <sup>W</sup> ×22.5 <sup>D</sup> ×25.5 <sup>H</sup>	38.5 <sup>W</sup> ×25.5 <sup>D</sup> ×27.0 <sup>H</sup>	38.5 <sup>W</sup> ×34.5 <sup>D</sup> ×27.0 <sup>H</sup>	59.0 <sup>W</sup> ×40.5 <sup>D</sup> ×27.5 <sup>H</sup>
ヒーター機能	なし	あり	あり	あり
商品コード	102-603-100	103-603-100	101-605-100	101-610-100
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
価格(¥)	93,000	102,000	144,000	240,000

※「高周波利用設備許可申請書」添付

※洗浄の際は必ず付属のバスケットを使用して下さい。バスケットを使用しない場合、本体底部の超音波発生装置の振動子に直接負荷がかかります。故障の原因となることがあります。

