



Web ページ番号

下記参照



測定 定量 デモ可能
ポータブル可視光度計/濁度計
CO7500 / CO8000



15^W×18^D×6^H cm (共通)

可視光度計 CO7500
 1610

濁度計 CO8000
 1663

Web に
 動画あり

モデル	可視光度計		濁度計
	CO7500	CO7500B	CO8000
測定波長	フィルター 8 種類標準付属 (440, 470, 490, 520, 550, 580, 600, 680 nm)		600 nm
測定再現性	±0.02 (1 A)		
光軸高さ	15 mm		
キュベットホルダー	10 mm キュベット, φ16 mm チューブ*		
電源	AC アダプター	AC アダプター/バッテリー	

*別売アダプターを使用すれば, φ10/12 mm チューブも使用可能です。

[メーカー: WPA]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
CO7500	80-3000-43	1 unit	102,000
CO7500B	80-3000-44	1 unit	123,000
CO8000	80-3000-45	1 unit	121,000



Web ページ番号


4049



カウンター 細菌
手動式コロニーカウンター
Scan 100



25^W×33^D×17.5^H cm



快適にコロニー数をカウントできる
 エルゴノミクス・ハンドレストを採用

- 軽く触れると音が鳴り, 確認しながらコロニー数をカウントできます。
- 内蔵の USB ポート経由で計測結果を出力できます。

適合するペトリ皿サイズ	φ55~150 mm	
最大カウント数	0~1,998	
付属品	・白色バックグラウンドプレート ・90 mm ディッシュアダプター ・USB ケーブル ・電源コード ・マーカーペン ・Magnifying Glass	

[メーカー: ILB]

商品コード	包装	価格(¥)
435-000	1 set	294,000



Web に
 動画あり

Web ページ番号

64593



吸引 デモ可能
強吸引力のアスピレーター
FTA-2



18.5^W×29.0^D×39.0^H cm (廃液ボトル含む)

- FTA-1 (下記参照) の上位モデルです。吸引力の調節が可能で, 最大吸引力は FTA-1 の 1.6 倍です。

モデル	FTA-2	FTA-2S
廃液ボトル容量センサー	なし	あり
減圧	-200~-800 mbar	
廃液ボトル容量	2 L	
質量	1.85 kg (廃液ボトル含む)	
電源	100 V, 50/60 Hz	

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
FTA-2	BS-040118-A04	1 unit	111,000
FTA-2S	BS-040119-A04	1 unit	129,000



Web に
 動画あり

Web ページ番号

4200



吸引 デモ可能
アスピレーターのロングセラーモデル
FTA-1



8 チャンネルマニホールドアダプター (別売品)

減圧	-500 mbar
廃液ボトル容量	1 L

16.0^W×21.0^D×34.0^H cm (廃液ボトル含む)

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-040108-AAK	1 unit	58,000

■別売 8 チャンネルマニホールドアダプター [メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-040108-BK	1 piece	9,000

※アダプターにピペットチップは装着できません。