

分注

デモ可能

電動ピペッター (ピペットコントローラー)

Drummond 社 ピペット・エイド®

クリーンベンチ内でのピペット操作, 培養液の交換など, ライフサイエンス研究において必須の電動ピペッターです。

[メーカー: DRM]

モデル名	こんな方にオススメ	商品コード	外 観	包 装	価格 (¥)
XP	・あらゆる用途に使えるファーストチョイス ・充電してから使用	4-040-101-J △		1 piece	42,000
XPress	・吐出ボタンを押し込むとスピードアップする Xpress 機能を搭載 ・充電してから使用	4-040-135 △		1 piece	42,000
XP2	・充電しながら使用可能 ・静音設計の新型ポンプを採用 ・充電しながら使用可能	4-040-501 △		1 piece	43,000
XL	・クリーンベンチ内の作業に ・本体が長く, 肘をついた楽な状態で作業可能 ・充電しながら使用可能	4-000-105 △		1 piece	56,000
Gravity Drain	・滴下試験に有用 ・自然落下 (重力) で排出可能 ・充電してから使用	4-000-102 △		1 piece	56,000
Hood Mate	・クリーンベンチ内の作業に ・ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付けでき, スペースを節約できる ・ハンドルが軽い ※Hood Mate はデモ機のご用意がありません。	4-000-300 △		1 piece	54,000
PA-300	・危険度の高い試薬の取扱いに ・ポンプ別体	4-040-111-TCJ △		1 piece	43,000

関連製品 交換用バッテリー, 充電器

[メーカー: DRM]

品 名	商品コード	包 装	価格 (¥)
交換用バッテリー (XP, Xpress, PA-400 用)	4-000-035	1 piece	4,200
充電器 (PA-30) (XP, Xpress, PA-400 用)	4-000-030 △	1 piece	4,700
交換用バッテリー (XP2, XL 用)	4-000-065	1 piece	4,700
充電器 (XP2, XL 用)	4-000-036	1 piece	4,300

※ピペット・エイド® XP シリーズの充電器 (黒色) は, ピペット・エイド® XP2 / XL には使用できません。

関連製品 消耗部品セット (XP, Xpress, PA-400 用)

キット内容: バッテリー (1 個), TC ガスケット (2 個),
ラバーインサート (1 個), TC フィルター (1 個)

[メーカー: DRM]

品 名	商品コード	包 装	価格 (¥)
Pipet-Aid® XP/Xpress Refresh Kit	4-040-091	1 kit	7,200

関連製品 交換用 TC フィルター
(セルフロックングフィルター)

ドラモンド社ピペット・エイド® シリーズに共通してご使用いただける汚染防止フィルターです。
誤って液を吸い込みすぎても, このフィルターより先には液を通しません。



[メーカー: DRM]

仕 様	商品コード	包 装	価格 (¥)
滅菌済	4-000-051-S	5 pieces	6,600
非滅菌	4-000-051	5 pieces	4,500

※ドラモンドピペットエイド専用の TC フィルター以外の使用は, 故障の原因となります。長く大切に使えるよう, 必ず正規品の TC フィルターをご使用下さい。