

Web ページ番号

3815



撹拌

ミニローテーター

Bio RS-24



低温室 OK

32.5^W×19.0^D×15.5^H cm




回転速度	5~30 rpm
回転角度	360°
タイマー	1分~24時間/連続
収容本数	22本 (φ1.0~1.6 cm, 1.5~15 ml チューブ) (付属プラットホーム: PRS-22)

※標準プラットホームの外側の列では、15 ml コニカルチューブは使用できません。

※別売のプラットホームを装着することもできます (Web ページ番号: 3815 参照)。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010133-AAK	1 unit	58,000



Web ページ番号

4965



撹拌

マルチモーションローテーター

Multi Bio RS-24

3種類の動作 (回転・反転・振動) を組み合わせて実行できるローテーターです。



低温室 OK

36.5^W×19.5^D×15.5^H cm

各振とう動作の仕様


振とう方式	速度範囲	回転角度	タイマー
① 回転	1~100 rpm (1 rpm 刻み)	360°	0~250 秒
② 反転		1~90° (1° 刻み)	
③ 振動	-	0~5° (1° 刻み)	0, 1, 2, 3, 4, 5 秒 (休止/振動時間)

タイマー	1分~24時間 (1分刻み) / 連続
最大負荷重量	0.5 kg
収容本数	26本 (φ1.0~1.6 cm, 1.5~15 ml チューブ) (付属プラットホーム: PRS-26)

※別売のプラットホームを装着することもできます (Web ページ番号: 4965 参照)。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010117-AAK	1 unit	87,000



Web ページ番号

3217



振とう

コンパクトなシェーカー

Mini-Rocker Shaker MR-1



低温室 OK



22.0^W×20.5^D×12.0^H cm



ディンプルマット (#PDM)

振とう速度範囲	5~30 rpm
デジタルタイマー	1分~24時間/連続
最大連続作動時間	7日
最大負荷重量	1 kg

※別売のディンプルマット (#PDM) の使用により各種チューブをセットできます。Mini-Shaker 3D と共通です。

※すべり止めマット付プラットホーム付き


[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010152-AAK	1 unit	80,000

■チューブ用ディンプルマット

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
PDM	1 piece	5,000



Web ページ番号

3812



振とう

マルチモーションシェーカー


Multi Bio 3D

3種類の振とう動作 (3D 回転, 3D 反転, 穏やかな振動) をするシェーカーです。



低温室 OK

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm



振とう方式	
①	3D 回転
②	3D 反転
③	振動

●各動作は個別でも、2~3種類の振とう方式を組み合わせて繰り返すこともできます。

タイマー	0~250 秒 (3D 回転・反転) / 0~5 秒 (振動)
サイクル数	0~125 回
最大連続作動時間	24 時間
最大負荷重量	1 kg
振とう速度範囲	1~100 rpm
使用可能動作環境	4~40°C

※別売のディンプルマット (#PDM, 上記参照) の使用により各種チューブをセットできます。Mini-Shaker 3D と共通です。

※すべり止めマット付プラットホーム付き

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010125-AAK	1 unit	88,000