



# ラボのオートメーション

Web ページ番号 65869

検索



デモ機貸し出し/リモートデモ可能



## オープンソースの自動分注ロボットシステム

### OT-2

内部にピペットチップ・プレート・チューブラックなどを配置し、分注作業を自由にデザインできます。Web アプリまたは Python により、プロトコルを作成します。



ピペットチップ

温度ブロックモジュール

磁気モジュール

サーマルサイクラー

96 ウェルプレート

20 秒

分注所要時間

- Transfer (移動) : ある場所から別の場所へ溶液を移す
- Distribution (分注) : 1つの溶液を複数のチューブへ分ける
- Consolidate (集める) : 複数の溶液を1つのチューブに混ぜる
- Mix (混ぜる) : ピペッティングによる混合

OT-2 で可能な動作

USB 2.0

WiFi

(WEP, WPA, WPA 2)

接続

63<sup>W</sup> × 57<sup>D</sup> × 66<sup>H</sup> cm

40 kg

本体サイズ

※別途 PC (OS : Windows 10 (64 bit バージョン), MacOS 10.9 以降, Ubuntu 12.04 以降) が必要です。

[メーカー : OTO]

■本体	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	OT-2 (No Pipettes)	101	1 unit	969,000

ご注文の際には、下記の専用電動ピペットを併せてご購入下さい。

[メーカー : OTO]

■専用電動ピペット	品名	商品コード	包装	価格(¥)
	電動シングルチャンネルピペット p20 (GEN2) : 1 µl ~ 20 µl	309	1 piece	171,000
	電動シングルチャンネルピペット p300 (GEN2) : 20 µl ~ 300 µl	310	1 piece	171,000
	電動シングルチャンネルピペット p1000 (GEN2) : 100 µl ~ 1,000 µl	311	1 piece	171,000
	電動8チャンネルピペット p20 (GEN2) : 1 µl ~ 20 µl	312	1 unit	342,000
	電動8チャンネルピペット p300 (GEN2) : 20 µl ~ 300 µl	313	1 unit	342,000

#### 販売店

funakoshi @Funakoshi\_CoLtd

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
<https://www.funakoshi.co.jp/> e-mail : info@funakoshi.co.jp  
 試薬に関して : Tel.03-5684-1620 Fax.03-5684-1775  
 e-mail : reagent@funakoshi.co.jp  
 機器に関して : Tel.03-5684-1619 Fax.03-5684-5643  
 e-mail : kiki@funakoshi.co.jp

※本紙に記載されている価格は、2020年9月1日現在です。

FUN-6919 (2020.9, No. 710)