



Methylation Kit  
1109

Gold Kit  
1110

Lightning Kit  
6396


Direct Kit  
1100

ロングセラーのバイサルファイト処理キット

**EZ DNA Methylation Kit**

無料サンプル品あります

本製品でバイサルファイト処理した DNA をテンプレートにして PCR を行った後、制限酵素処理、シーケンシング、マイクロアレイなどによりメチル化 DNA を検出できます。キット構成は単品でも購入できるため、不足したコンポーネントの補充が可能です。



[メーカー：ZYR]

品名	処理時間	試料	変換効率	回収率	商品コード	包装	価格(¥)
Illumina 社 Infinium で推奨! ロングセラーのバイサルファイト処理キット EZ DNA Methylation Kit*1	12~16 時間	500 pg~2 μg DNA	>99%	>80%	D5001	1 kit (50 reactions)	26,000
					D5002	1 kit (200 reactions)	88,000
1ステップで処理完了! PCR ベースのアプリケーションを行いたい人に EZ DNA Methylation Gold Kit*2	3 時間	500 pg~2 μg DNA	>99%	>75%	D5005	1 kit (50 reactions)	27,000
					D5006	1 kit (200 reactions)	92,000
シリーズ最速の処理時間! 100 pg~の精製 DNA から使えます EZ DNA Methylation Lightning Kit*3 <b>サンプル</b>	1.5 時間	100 pg~2 μg DNA	>99.5%	>80%	D5030	1 kit (50 reactions)	36,000
					D5031	1 kit (200 reactions)	102,000
DNA の抽出・精製は不要! 細胞/組織用のバイサルファイト処理キット EZ DNA Methylation Direct Kit*4 <b>サンプル</b>	4 時間	50 pg~2 μg DNA, 細胞(≥10), 血液, パラフィン包埋組織切片 (FFPE)	>99.5%	>80%	D5020	1 kit (50 reactions)	36,000
					D5021	1 kit (200 reactions)	102,000

※96 ウェルフォーマットの製品もあります。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

※ **サンプル** マークの製品は、小包装の無料サンプル品をご用意しています。お申し込み方法は、Web ページ番号：7845 をご覧下さい。

**EZ DNA Methylation Kit シリーズは以下の解析システムでの使用が推奨されています**

- \*1 Illumina 社 Infinium Methylation EPIC Array/450K array
- \*2 Agilent Technologies 社 SureSelect MethylSeq  
Swift Bioscience 社 Accel-NGS Methyl-Seq
- \*3 Roche 社 NimbleGen SeqCap Epi
- \*4 Swift Bioscience 社 Accel-NGS Adaptase for Single Cell Methyl-Seq