

ぐらつかないセロロジカルピペット

Wobble-not Serological Pipet

人間工学的に優れたデザインで、極めて少ない力でしっかりピペッターに装着できます。




Webに
動画あり

ココが違う！

■ショートタイプ


クリーンベンチ内の作業に最適！



[メーカー：VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 ml	5090-0010	8×25 pieces	9,000	7,200
25 ml	5090-0025	4×25 pieces	9,000	7,200

■通常タイプ



[メーカー：VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
5 ml	4090-0005	4×50 pieces	7,000	5,600
10 ml	4090-0010	4×50 pieces	7,000	5,600
25 ml	4090-0025	4×50 pieces	15,000	12,000
50 ml	4090-0050	100 pieces	20,000	16,000

：滅菌品

連続分注可能な電動ピペッター ali-Q2*1 と組み合わせることで、より負担が少ない簡単なピペティングが可能！

*1 キャンペーン対象外

Web ページ番号


67102

検索



多試料の連続フィルトレーションや フローサイトメトリーの前処理に マイクロプレートメッシュシール

96 ウェルプレートに貼り付けることができる、プレートシールタイプのセルストレーナーです。



高均質な 30 μm メッシュホア

特長



1 試料 (1 ウェルあたり)
約 33 円*2

Webに
動画あり

*2 キャンペーン価格の場合

- 再貼り付けできる特殊シールなので貼り間違えても安心です。
- ハサミで切り取って必要な分だけ使用できます。
- コンタミ防止のため、メッシュはウェルごとに区切られています。
- 多試料の細胞のフィルトレーションや、フローサイトメトリーの前処理に便利です。
- ガンマ線滅菌済みの個包装です。

[メーカー：CSC]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
R-CSC001-01A	1 piece	4,000	3,200
R-CSC001-01A	5 pieces	18,000	14,400

：滅菌品

User's Voice

従来の方法に比べて、コストも時間も大幅に減らせ、大変助かりました。学生の実験の失敗も少なくなり、フローサイトの実験はこの方法に決まりました。

私立大学：幹細胞生物学研究者

