



Web ページ番号

70008



SPM

SPML

Web ページ番号

69349

69348



**NEW**  
CO<sub>2</sub> インキュベーター内で  
使用可能なシェーカー  
**CPS-20**



細胞増殖で一貫性をしたい方にお勧めです

※写真中のプラットフォーム、培養容器類は付属しません。

[メーカー：BSN]

振とう速度範囲	50~250 rpm (10 rpm 刻み)
タイマー	1分~96時間/連続使用
最大連続使用時間	168時間 (7日間)
回転振幅	20 mm
サイズ	255 <sup>W</sup> ×255 <sup>D</sup> ×100 <sup>H</sup> mm
商品コード	BS-010172-A02
包装/価格 (¥)	1 unit / 346,000

関連製品 別売プラットフォーム

① 各種フラスコ、ボトルに対応

② ペトリ皿、培養フラスコに対応

②は右記の粘着マットと共に使用できます

③ 100~150 ml フラスコ 12本に対応

④ 250~300 ml フラスコ 6本に対応

⑤ 10/15/50 ml チューブ 最大 88本に対応

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
① UP-12	BS-010108-AK	1 piece	25,000
② Bio PP-4	BS-010116-AK	1 piece	10,000
③ P-12/100	BS-010108-EK	1 piece	39,000
④ P-6/250	BS-010108-DK	1 piece	38,000
⑤ P-16/88	BS-010116-BK	1 piece	46,000

**NEW**  
洗って清潔に使える！  
シェーカー専用粘着マット



ピタッと容器を固定



洗って清潔に使える

特長

- ポリウレタン製で耐久性があり、清掃が容易です。
- 耐久温度：4℃~80℃
- 耐久速度：0~400 rpm

製品ラインナップ

SPM タイプ

210×210 mm, 厚さ 3 mm



SPML タイプ

390×80 mm, 厚さ 3 mm



対応する Biosan 社シェーカーの例



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
SPM, Double-sided Adhesive Mat <b>NEW</b>	BSN	BS-010111-BK	1 piece / 10,500
SPML, Set of 3 Double-sided Adhesive Strips <b>NEW</b>	BSN	BS-010135-MK	1 piece / 19,000