



トランスファーメンブレン

ポリフッ化ビニリデン膜 (PVDF)

- PVDF は化学適合性が高いため、アミドブラック、金コロイド、クマシーブルー、墨、ボンソーSなどの通常用いられるすべての染色液が使用可能です。
- 適用：ウェスタンブロットティング、アミノ酸分析、プロテインシークエンシング



[メーカー：MSI]

サイズ (mm)	商品コード	包装	価格 (¥)
孔径：0.22 μm			
70×84	1214588	10 sheets	9,200
150×150	1215037	5 sheets	12,500
200×200	1215032	5 sheets	14,200
200×3,000	1214726	1 roll	23,000
300×3,000	1214429	1 roll	36,000
孔径：0.45 μm			
70×84	1213992	10 sheets	5,800
150×150	1212636	5 sheets	12,500
200×200	1212637	5 sheets	12,000
200×3,000	1212783	1 roll	23,000
300×3,000	1212639	1 roll	30,000

ピュアニトロセルロース膜 (NC)

- 適用：ウェスタンブロットティング、タンパク質のRI 標識/酵素標識発色/化学発光検出

[メーカー：MSI]

サイズ (mm)	商品コード	包装	価格 (¥)
孔径：0.22 μm			
70×84	1213991	10 sheets	7,000
100×100	1213999	10 sheets	10,300
150×150	1215463	5 sheets	7,000
200×200	1215464	5 sheets	13,900
	1215392	25 sheets	51,800
200×3,000	1215469	1 roll	23,900
300×3,000	1215458	1 roll	30,000
孔径：0.45 μm			
70×84	1213888	10 sheets	7,100
100×100	1213314	10 sheets	10,000
150×150	1215476	5 sheets	6,500
200×200	1215477	5 sheets	11,000
	1221976	25 sheets	47,500
200×3,000	1215483	1 roll	21,800
300×3,000	1215471	1 roll	27,000



30% OFF



ローディング・コントロール用抗体

キャンペーン実施中！ ～2022年2月28日

ジェンタくん



アクチン、チューブリン、GAPDH などハウスキーピングタンパク質に対する抗体です。ウェスタンブロットティングにおいて、異なる試料間で目的タンパク質の量を比較する際に使用できます。

[メーカー：GNT]

品名 (クローン名)	使用文献数	適用				交差性	商品コード	包装	通常	キャンペーン
		IC	IF	IP	IHC				WB	価格 (¥)
Anti-GAPDH, Rabbit-Poly	777	IC	IF	IP	IHC	WB	Human, Mouse, Rat 他	GTX100118	100 μl	56,000 → 39,200
Anti-β Actin, Mouse-Mono (GT5512)	95	IC	IF	IP	IHC	WB	Human, Mouse, Rat 他	GTX629630	100 μl	58,000 → 40,600
Anti-β-Actin, Rabbit-Poly	458	IC	IF	IP	IHC	WB	Human, Mouse, Rat 他	GTX109639	100 μl	56,000 → 39,200
Anti-Histone H3, Rabbit-Poly	45	IC	IF	IP	IHC	WB	Human, Mouse, Rat 他	GTX122148	100 μl	56,000 → 39,200

※略号：IC (Immunocytochemistry), IF (Immunofluorescence), IHC (Immunohistochemistry), IP (Immunoprecipitation)

使いいきり抗体 & ジェンタくんカレンダー プレゼント キャンペーン



GeneTex 社抗体のレビューを投稿いただくと、2022年2月28日までの期間限定で、使いいきり抗体に加えてオリジナル卓上カレンダーもプレゼント！

