



www.drummondsci.com

メーカーの「いま」をお伝えする新企画「メーカーだより」。第2回目は、世界初の電動式ピペット吸引器具「Pipet-Aid® (ピペット・エイド®)」を開発した Drummond (ドラモンド) 社をご紹介します。

About Drummond

1948年、米国フィラデルフィア市に、ペンシルバニア大学向けの動物用ケージ製造・販売会社が設立されました。これが Drummond Scientific Company (以下、Drummond 社) の始まりです。その後、ガラス製マイクロピペットの製造方法を確立し、高品質なガラス毛細管を大量かつ安価に製造することに成功しました。1973年、Drummond 社の Jim Kenney 氏は、交際相手 (のちに結婚) がメスピペットやホールピペットなどを使用する際に直接口で吸い上げている姿を見て、もっとすばやく安全にピペットの操作ができないかと考えていました。それが「Pipet-Aid® (ピペット・エイド®)」開発のきっかけになりました。ピペット・エイド® は機種を増やししながら、全世界で販売されベストセラー商品となりました。ポンプの品質を向上させ信頼性を高めるなど、Drummond 社は日々努力を続けています。

Message from Drummond

私達 Drummond 社は、高品質で信頼性の高いリキッドハンドリング用デバイスを製造しています。私達は「信頼性」「誠実さ」「革新性」をモットーに、最上のサービスをご提供します。お客様の最先端の研究において、Drummond 製品がお客様のラボでの実験を通じて貢献できることを願っています。



Rob Miller 社長

「ユーザーの声」をまとめたページ▶▶▶▶ Web ページ番号：67349

国内ユーザーの声をご紹介します！

XP 型 ユーザーレビュー平均点：★★★★★ (41件)



世界的ベストセラー！スタンダードモデルです

[メーカー：DRM]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
4-040-101-△	1 piece	42,000	34,000

流速を簡単に変えられるので、大容量の時は速く、少量の時はゆっくりと切り替えることで吸いすぎを防げるところが一番便利です。
A.M 様 (大学)



他社の製品を使用した事がありますが、パワーが優れていると思います。
BB 様 (大学)



最後の数滴が適切に操作できる点で、他に比べて、優れている。
Group87 様 (大学)



お世辞でなく、自分の中ではこの XPress があってこそストレスフリーで実験ができていると思ってます。
doridori 様 (大学)



XPress 型 ユーザーレビュー平均点：★★★★★ (13件)



吐出ボタンを強く押し込むと最大スピードで吐出する Xpress 機能を搭載したモデルです

[メーカー：DRM]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
4-040-135 △	1 piece	42,000	34,000

※年度末キャンペーン期間：～2022年2月15日 「もっと Drummond 製品を知りたい!」と思った方はこちらのカatalogをどうぞ!

中身を
透し見せ

TCフィルター
交換方法
の動画

メーカー	商品コード	包装	価格(¥)	品名
① DRM	4-000-520	1 piece	3,300	Nosepiece Cover, for Pipet-Aid XP2
② DRM	4-000-522	1 piece	2,100	Filter Lock, for Pipet-Aid XP2

技術情報が充実

掲載の QR コード® をお手持ちのスマホで読み込むと、製品の動作状況などの動画をご覧いただけます。

交換用部品が分かりやすい

製品模式図中の番号で、目的の交換部品を簡単に探せます。

カタログのお申し込みはこちら (無料)

Web ページ番号 68338



販売店

funakoshi



フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/ info@funakoshi.co.jp

試薬：TEL 03-5684-1620 reagent@funakoshi.co.jp

機器：TEL 03-5684-1619 kiki@funakoshi.co.jp

受託：TEL 03-5684-1645 jutaku@funakoshi.co.jp

※本紙に記載されている価格は、2022年1月15日現在です。

FUN-7295 (2022.1, No. 741)