


## 微量透析カートリッジ Xpress Micro / Mini Dialyzer

最小 10  $\mu$ l の微量試料の透析が簡単かつ迅速に行える微量透析装置です。カートリッジは薄型構造で透析膜の表面積が大きく、短い時間で高効率な透析が可能です。



試料回収率最大 98% !

試料処理用とバッファ交換用の 2 つのチャンネルで外液交換が簡単 !

[メーカー : SCI]

シリーズ	セグメントあたりの容量	セグメント数/カートリッジ数	分子量	商品コード	包装	価格 (¥)
MD100	10~100 $\mu$ l	8 / 1	6~8 kDa	40075	1 strip	6,500
MD300	50~300 $\mu$ l			40788	1 strip	7,000
ED300				40892	1 strip	7,000
MD1000	50~1,000 $\mu$ l	1 / 6	3.5 kDa	40870	6 tubes	9,000

※上記以外のセグメント数/カートリッジ数, 分子量の製品もあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

## SARTORIUS

Web ページ番号

1752



## Vivapure イオン交換スピнкаラム

タンパク質などを約 20 分以内に高収率で精製・濃縮できるイオン交換スピнкаラムです。界面活性剤やエンドトキシンの除去にも使用できます。



[メーカー : VIV]

品名	処理量	結合能	スピнкаラム	膜の種類	官能基	商品コード	包装	価格 (¥)
Vivapure S Mini H	0.4 ml	4 mg	24 個入り	強カチオン交換用 : S	スルホン酸	VS-IX01SH24	1 kit	24,500
Vivapure Q Mini H				強アニオン交換用 : Q	4 級アンモニウム	VS-IX01QH24	1 kit	24,500
Vivapure D Mini H				弱アニオン交換用 : D	ジエチルアミン	VS-IX01DH24	1 kit	24,500
Vivapure S Maxi H	19 ml	60~80 mg	8 個入り	強カチオン交換用 : S	スルホン酸	VS-IX20SH08	1 kit	45,600
Vivapure Q Maxi H				強アニオン交換用 : Q	4 級アンモニウム	VS-IX20QH08	1 kit	45,600
Vivapure D Maxi H				弱アニオン交換用 : D	ジエチルアミン	VS-IX20DH08	1 kit	45,600

### ハイスループット化が容易な平衡透析器具

### HTDialysis シリーズ

12 または 96 試料の透析が一度に行えるプレート型の平衡透析器具です。試料が少量で済むので、1 解析当たりのコストを抑えられます。



こちらもおススメ

**HTD**  
Leader in Equilibrium Dialysis

Web ページ番号

4287

