

少量のガイド RNA/siRNA をプレートに分注してお届けします

Cherry-Pick カスタムガイド RNA/siRNA ライブラリー

ご予算やニーズに合わせてガイド RNA や siRNA などをご選択いただき、96/384 ウェルに分注してお届けするカスタムライブラリーです。網羅的な遺伝子ノックアウト/転写活性化/ノックダウン実験に最適です。

- ヒト・マウス遺伝子をほぼ完全に網羅したデザイン済み siRNA やガイド RNA からご選択いただけます。
- 容量：0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 nmol/well から選択（1 回のご注文では、同一容量のみ選択いただけます。）
- 最低注文数/製品形状：20 well 分の製品/96 well プレート, 40 well 分の製品/384 well プレート

※最後のプレートの端数はこの限りではありません。

[メーカー：DHA]

製品タイプ		製品 フォーマット	1 ウェルあたりの容量と価格					
			0.1 nmol	0.25 nmol	0.5 nmol	1.0 nmol	2.0 nmol	
ガイド RNA	crRNA	Edit-R CRISPR (knockout) crRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済み crRNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool ：1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 Individual ：1 遺伝子につき 1~5 配列から選択、 1 配列ごとに分注	pool	¥8,700	¥12,800	¥15,500	¥17,900	¥19,500
			Individual	¥4,000	¥6,300	¥8,000	¥9,800	¥11,900
		CRISPRa (activation) crRNA 遺伝子転写活性化用のデザイン済み crRNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool ：1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 Individual ：1 遺伝子につき 1~4 配列から選択、 1 配列ごとに分注	pool	¥8,700	¥12,800	¥15,500	¥17,900	¥19,500
			Individual	¥4,000	¥6,300	¥8,000	¥9,800	¥11,900
	sgRNA	Edit-R CRISPR (knockout) sgRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済みシングルガイド RNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool ：1 遺伝子に対する 3 配列の混合物を分注 Individual ：1 遺伝子につき 1~3 配列から選択、 1 配列ごとに分注	pool	¥12,100	¥17,900	¥21,800	¥24,700	¥30,100
			Individual	¥5,400	¥9,000	¥10,800	¥13,700	¥16,800
siRNA*	siGENOME siRNA 機能性・特異性に優れたスタンダードタイプ ノックダウン効果が高く、実績のある siRNA	SMARTpool	¥6,300	¥9,800	¥12,100	¥13,700	¥15,500	
		Individual	¥3,100	¥4,900	¥6,000	¥7,600	¥9,200	
	ON-TARGETplus siRNA オフターゲット効果を抑え、ターゲット遺伝子に対する特異性を向上 高いノックダウン効果と共に、センス・アンチセンス両鎖への化学 修飾により、両鎖に由来するオフターゲット効果の低減を実現。	SMARTpool	¥8,700	¥12,800	¥15,500	¥17,900	¥19,500	
		Individual	¥4,000	¥6,300	¥8,000	¥9,800	¥11,900	
	Acell siRNA トランスフェクション試薬を使わずに細胞へ導入 リポフェクション法では siRNA 導入が難しい細胞や、トランスフェ クション試薬への感受性が高い細胞における siRNA 実験に最適。	SMARTpool	¥6,300	¥9,800	¥12,100	¥13,700	¥15,500	
		Individual	¥3,100	¥4,900	¥6,000	¥7,600	¥9,200	

* siRNA 製品フォーマット (共通)

SMARTpool：1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 **Individual**：1 遺伝子につき 1~4 配列から選択、1 配列ごとに分注

ライブラリー作製手順
Cherry-Pick Custom Library Tool

Horizon 社の Web サイトの Product タブから Cherry-Pick Custom Library Tool をクリックして下さい。Wizard 形式で必要事項を入力できます。

1. ご希望のガイド RNA/siRNA の遺伝子識別子 (Horizon 社製品番号, NCBI 遺伝子 ID, 遺伝子記号など) を入力
2. 製品タイプとフォーマットを選択
3. 容量, コントロール, プレート枚数, レイアウトを設定
4. ショッピングカートに入れてチェックアウト

ご注文方法

Horizon 社 Dharmacon 製品はお客様ご自身でオンライン注文いただけます。詳細は、当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。 [メーカー：DHA]

製品は Horizon 社の Web サイトにてオンラインでご注文いただけます。ご注文にはユーザー登録が必要です。初めてご注文されるお客様は、事前に登録をお願いいたします。

ご注文方法の詳細はこちら

81062

検索