

## クリックケミストリー標識用蛍光色素

# Fluorescent Dye Alkyne / Azide for Click Chemistry Labeling

クリックケミストリーにより標識できる、幅広い蛍光色素の製品ラインナップをご紹介します。

### クリックケミストリー用蛍光アルキン

Web ページ番号 7576



[メーカー：LUP]

品名	励起/蛍光 (nm)	形状	商品コード	包装	価格 (¥)
Cy3 Alkyne	555/570	粉末	A10B0	1 mg	25,000
Cy5 Alkyne	646/662		A30B0	1 mg	25,000

### クリックケミストリー用蛍光アジド

Web ページ番号 7575



[メーカー：LUP]

品名	励起/蛍光 (nm)	形状	商品コード	包装	価格 (¥)
FAM Azide, 5-isomer	494/520	粉末	B4130	5 mg	23,000
		溶液	34130	500 $\mu$ l	23,000
Cyanine3 Azide	555/570	粉末	A1030	1 mg	25,000
		溶液	11030	100 $\mu$ l	25,000
ROX Azide, 5-isomer	570/591	粉末	A1230	1 mg	25,000
		溶液	11230	100 $\mu$ l	25,000
Cyanine3.5 Azide	591/604	粉末	A2030	1 mg	25,000
		溶液	12030	100 $\mu$ l	25,000
Cyanine5 Azide	646/662	粉末	A3030	1 mg	25,000
		溶液	13030	100 $\mu$ l	25,000
Cyanine5.5 Azide	684/710	粉末	A4030	1 mg	25,000
		溶液	14030	100 $\mu$ l	25,000
Cyanine7 Azide	750/773	粉末	A5030	1 mg	25,000
		溶液	15030	100 $\mu$ l	25,000
Cyanine7.5 Azide	788/808	粉末	A6030	1 mg	25,000
		溶液	16030	100 $\mu$ l	25,000

## こちらもオススメ

### 生体分子に官能基を付加する試薬



アミンをアルキンへ  
変換したい

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
Pentynoic Acid STP Ester	LUP 30720	10 mg / 25,000



アミンをアジドへ  
変換したい

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
Azidobutyric Acid NHS Ester	LUP 53720	50 mg / 15,000