



## 水を使わない吸引ポンプ

### Suction Pump

コンパクトでメンテナンスフリーの吸引ポンプです。マイクロプレートやシャーレでの細胞培養で、培地交換時の吸引やプレートウォッシャーによる吸引に使用できます。



本体サイズ：39.0<sup>W</sup>×17.5<sup>D</sup>×28.0<sup>H</sup> cm

#### 特長

- 無注油ピストンポンプ方式で、強力な吸引力を得ることができ、保守点検や弁の交換は不要です。
- 吸引ボトルは PC (ポリカーボネート) 製のため軽く丈夫で、オートクレーブが可能です。
- オーバーフローを防止する設計になっています。
- 吸引圧が異なる 3 種類のモデルから選択できます。
- 別売のフットスイッチを取り付けることで、より便利に操作できます。

#### ■付属品

吸引ボトル (SP20S : 500 ml, SP30S : 1,000 ml, SP40S : 4,000 ml), シリコンチューブ (S), シリコンチューブ (L), シリコンチューブ (5 m), 電源コード

[メーカー：HIT]

モデル	SP20S	SP30S	SP40S
最大吸引圧	600 mmHg	630 mmHg	680 mmHg
液量	15 L/m	25 L/m	35 L/m
質量	3.5 kg	4 kg	7.5 kg
吸引ボトル	500 ml	1 L	4 L
商品コード	SP20S	SP30S	SP40S
包装	1 set	1 set	1 set
価格 (¥)	68,000	83,000	128,000

#### 別売品 フットスイッチ



[メーカー：HIT]

商品コード	包装	価格 (¥)
SPFS	1 piece	12,000

## オートクレーブ用廃棄バッグ

### Tip Throwing Bag / Rack

実験台上でのチップなどの廃棄に最適なオートクレーブ用廃棄バッグおよび専用ラックです。



#### ■廃棄バッグ

- ポリエチレン製 (22×28 cm)

[メーカー：HIT]

品名	商品コード	包装	価格 (¥)
廃棄バッグ	B-10005	100 pieces	4,000
専用ラック	B-10093	1 piece	4,900



Web ページ番号

4434



## ヒアルロン酸定量 ELISA キット

ヒアルロン酸結合タンパク質をプレコートしたマイクロプレートを用いて、ヒトおよび動物血清、血漿 (ヘパリン処理) 中のヒアルロン酸を定量するキットです。

#### 特長

- キットには 5 種類の濃度の HA reference solution が含まれており、標準曲線の作成が容易です。
- 測定範囲：50~800 ng/ml ● 測定波長：450 nm

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
Hyaluronic Acid, ELISA Kit, QnE (96 well) <HA, ELISA Kit>	BTP BTP-96200	1 kit / 152,000
キット内容：12×8 well microstrip coated with stabilized HABP with frame, Reaction buffer, Substrate, Wash buffer, HA high/low control, HRP-conjugated HABP, Stop solution, HA reference solutions, HA moderate control		

#### フナコシニュース専用バインダー



ご希望の方は当社営業担当までお問い合わせいただくか、フナコシ Web のカタログ請求からお申し込み下さい。

特別号用



通常号用

営業担当 sales@funakoshi.co.jp

