







世界的ベストセラーのピペットコントローラー ピペット・エイド[®] シリーズ

クリーンベンチ内でのピペット操作、培養液の交換などライフサイエンス研究において必須の電動式ピペット吸引器具です。



[メーカー：DRM]

モデル名	用途・特長	サイズ*	質量*	商品コード	包装	価格 (¥)
XP	<ul style="list-style-type: none"> あらゆる用途に使用できるファーストチョイス 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 充電してから使用 	14 cm	235 g	4-040-101-J 	1 piece	48,000
XPress	<ul style="list-style-type: none"> XPの機能に加えて、吐出ボタンを強く押し込むと、最大スピードで吐出する Xpress 機能搭載 充電してから使用 			4-040-135 	1 piece	48,000
Gravity Drain	<ul style="list-style-type: none"> 滴下試験に有用 中速 (M)、緩速 (S) の2段階に加え、自然落下 (G) で吐出可能 充電してから使用 			4-000-102 	1 piece	65,000
XP2	<ul style="list-style-type: none"> 充電しながら使用可能 静音設計の新型ポンプ採用 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 		222 g	4-040-501 	1 piece	49,000
XL	<ul style="list-style-type: none"> クリーンベンチ内の作業に有用 本体が長く、肘をついた楽な状態で作業可能 充電しながら使用可能 	25 cm	227 g	4-000-105 	1 piece	65,000
Hood Mate	<ul style="list-style-type: none"> ハンドルが軽量 クリーンベンチ内の作業に有用 ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付けできる ※Hood Mate はデモ機のご用意がありません。 	—	122 g	4-000-300 	1 piece	62,500
PA-400	<ul style="list-style-type: none"> 吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例 充電してから使用 	19 cm	258 g	4-040-100-J 	1 piece	48,000

*ハンドル部分のみ

世界初の電動式ピペットコントローラー ピペット・エイド[®] の開発秘話

今年で創業 75 周年目を迎える Drummond 社の「ピペット・エイド[®]」は、開発以来、50 年に渡り全世界で愛用されています。

Drummond 社が創業した当時はまだマイクロピペットなども無い時代でした。1973 年、Drummond 社の Jim Kenney 氏は、交際相手 (のちに結婚) がメスピペットやホールピペットなどを使用する際に直接口で吸い上げている姿を見て、もっとすばやく安全にピペット操作ができないかと考えていました。それが世界初の電動式ピペット吸引器具「ピペット・エイド[®]」の開発のきっかけとなりました。ポンプの品質向上やお客様のご要望をもとに新機種を開発するなど、Drummond 社は日々努力を続けています。📖



初期型オリジナル
ピペット・エイド[®]
(1970 年代当時の
カタログより抜粋)