



Web ページ番号

Ⅱ, Ⅲ

5606

V

7047

SP

8385



固形試料を簡単に破碎できるディスポーザブル・ホモジナイザー

バイオマッシャーシリーズ

無料サンプル品あります

動物組織・臓器, 植物試料, 昆虫試料など各種試料を破碎できます。

[メーカー: NIP]

製品タイプ	バイオマッシャーⅡ		バイオマッシャーⅢ	バイオマッシャーV		バイオマッシャー SP	
特長	ディンプル加工により破碎効率がUP		フィルターにより固形物と破碎液を簡単に分離	Ⅲよりも大量の試料を破碎したい方にオススメ		攪拌棒のポケットによって広範囲かつスピーディな破碎が可能	
製品概要							
チューブサイズ	1.5 ml		2.0 ml	15 ml			
滅菌	非滅菌	滅菌	非滅菌*	非滅菌	滅菌	非滅菌	滅菌
商品コード	320102	320103	320302	891390	891392	893161	893163
包装	100 sets	100 sets	50 sets	20 sets	20 sets	40 sets	40 sets
価格 (¥)	11,500	13,800	9,200	10,100	13,800	11,500	13,800

*培養細胞は破碎できません。 *2.0 ml チューブ・破碎棒ともにオートクレーブ可能。

試料の破碎ごとにペッセルや試験管を洗うのは手間がかかる上、試料間のコンタミネーションリスクも増えてしまいます。ディスポーザブルタイプのホモジナイザーなら、そのような手間もリスクもありません。👍

こちらもおススメ

パワーマッシャーⅡ

手で破碎棒を回転させて試料を破碎するのが困難な時にオススメの専用グラインダーです。

- バイオマッシャーⅡ, Ⅲ, V, SP の攪拌棒をセットできます。
- 単3乾電池2本を使用します。
- ギヤ式高トルク, 450 rpm

[メーカー: NIP]

商品コード	包装	価格 (¥)
891300	1 piece	11,500



Web ページ番号

80684



FRONTIERS IN LIFE SCIENCE



Web ページ番号

53113



落としても割れない丈夫なプラスチック製 ディスポーザブル細胞計算盤

無料サンプル品あります

1枚の計算盤で4種類の試料を計測できるため、コストパフォーマンスに優れた製品です。



- ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。
- 血球計算盤と同規格の計数枠です。
- スライドガラスと同じサイズです。

品名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

Disposable hemocytometer (4-chambers)		サンプル	
FMG	521-10	20 pieces /	5,000
FMG	521-10	50 pieces /	13,000
FMG	521-10	4×50 pieces /	44,000