

集菌不要のプラスミド抽出キット


Zyppy Plasmid Kit

無料サンプル品あります

遠心による集菌や、再懸濁の操作が不要で、*E. coli* 培養液を直接溶解（ペレットフリー）してプラスミドを抽出できるキットです。

短時間操作（MiniPrep：8分！）

大腸菌培養液に直接 Lysis buffer（青色）を加えて溶菌！



色のついたバッファーで、溶菌と中和を目で確認できます。

試料量	結合容量	溶出液量	エンドトキシン濃度
600 μ l*	\leq 25 μ g	\geq 30 μ l	\leq 50 EU/ μ g

*遠心による集菌を行う場合、最大3mlの試料を処理できます。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Zyppy Plasmid Miniprep Kit		サンプル	
ZYR D4036		50 preps	1 kit / 16,000
ZYR D4019		100 preps	1 kit / 28,000
ZYR D4020		400 preps	1 kit / 93,000
ZYR D4037		800 preps	1 kit / 170,000

サンプルあり

無料サンプル品（10 preps）のご用意があります。
ご希望の方は当社テクニカルサポート（試薬担当）までお問い合わせ下さい。[Web ページ番号：7845]

こちらもおススメ

 エンドトキシンフリーなプラスミド DNA 抽出キット
 ZymoPURE II


Web ページ番号

63404

検索

DNA 精製カラムキット

DNA Clean & Concentrator Kit

無料サンプル品あります

粗精製、PCR や制限酵素処理、標識処理などを行った試料などに含まれる DNA 試料から、スピнкаラムを用いて酵素などを除去し濃縮できるキットです。



- 操作時間：2 分
- フタ付またはフタ無しカラムの製品があります。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
DNA Clean & Concentrator Kit-5, with Capped Column			
ZYR D4013		50 preps	1 kit / 18,000
ZYR D4014		200 preps	1 kit / 68,000
DNA Clean & Concentrator Kit-5, with Uncapped Column		サンプル	
ZYR D4003		50 preps	1 kit / 18,000
ZYR D4004		200 preps	1 kit / 68,000



Web ページ番号

2902

検索

RNA 精製カラムキット

RNA Clean & Concentrator Kit

無料サンプル品あります

in vitro 転写産物、TRIzol/酸性フェノールなどの抽出後の水相からの RNA 抽出・精製に最適です。



- 操作時間：5 分
- total RNA, small RNA および large RNA を選択的に回収できます。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
RNA Clean & Concentrator Kit-5 (50 preps)			サンプル
ZYR R1015		×	1 kit / 32,000
ZYR R1013		with DNase I	1 kit / 39,000



Zymo Research 社核酸抽出キットは

 キット構成部品を **単品** でも購入できます！

 試薬・バッファー・
 カラム・プレートなど


不足したコンポーネントの補充が可能！
カラムを追加購入することで、余ったバッファーも無駄なく使用できます。

※一部購入できない製品もございます。

製品データシートまたは Web をご確認ください。



(キット構成部品 単品例)

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Zymo-Spin Column IC			
ZYR C1004-50			50 columns / 12,000
ZYR C1004-250			250 columns / 53,000
DNA/RNA Clean & Concentrator Kit-5 (上記) のキットコンポーネントのカラム単品。			