


NEW 免疫染色用 液流れ防止シール

無料サンプル品あります

組織切片などの試料を囲むようにスライドガラス上に貼ることで、抗体や PBS などの試薬の流出や混合を防げる撥水性のシールです。
抗体液が漏れないため、使用量を節約できます。




特長

- 撥水サークルを作る液体ペン製品と異なり、塗る技術や乾かす手間、液切れの心配がありません。
- 高温（70℃）での使用でも粘着性を保っています。
- 貼り直しでき、スライドガラスからきれいに剥がすことができます。
- スライドガラスの余分な水分を拭き取らずに抗体液を入れることもできるため、作業時間が短縮できます。

製品ラインナップ

デザインの異なる 6 種類（角型：A～C タイプと円形：D～F タイプ）があります。

※カッコ内の数字は使用推奨抗体液量です。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
シーエスクリエ免疫染色用シール	NEW	サンプル	
CSC R-CSC091-01	A タイプ	60 pieces /	6,800
CSC R-CSC092-01	B タイプ	90 pieces /	6,800
CSC R-CSC093-01	C タイプ	60 pieces /	6,800
CSC R-CSC094-01	D タイプ	90 pieces /	6,800
CSC R-CSC095-01	E タイプ	90 pieces /	6,800
CSC R-CSC096-01	F タイプ	90 pieces /	6,800

顕微鏡用 iPhone 取り付けレンズ i-NTER LENS

iPhone または iPod touch で顕微鏡画像を画面いっぱい
にキレイに撮影できるレンズと専用ケースです。



取り付け可能な顕微鏡
接眼レンズを外した鏡筒の内径：23.2 mm / 30.0 mm
年代問わずほとんどの顕微鏡の接眼部に取り付けできます。

※Apple, iPhone, iPod の名称およびそのロゴは、Apple Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。



無料の専用アプリ（多層スーパーフォーカス）を用いれば、被写体全体にピントが合った「深度合成」画像が簡単に得られます。

専用ケース 対応 iPhone

iPhone14 / iPhone13 / iPhone13mini / iPhone12 / iPhone12mini / iPhone11 / iPhoneX, XS / iPhoneXS Max / iPhoneXR / iPhone7, 8, SE (第 2 & 3 世代) / iPhone7+, 8+ / iPhone6, 6s / iPhone6+, 6s+ / iPhone5, 5s, SE (第 1 世代) / iPod touch (第 6 & 7 世代)

※ご使用の iPhone モデルに合わせて専用ケースを含む製品をお選び下さい。
[メーカー：MEC]

i-NTER LENS セット

i-NTER LENS スーパー スリーブ 専用ケース/プレート

iPhone / iPod touch をお持ちの方向け

商品コード：MR-6i
1 set / ¥90,000

iPhone 専用ケース/iPod touch 用取り付けプレート

専用ケース または 専用プレート

i-NTER LENS をお持ちの方向け
(別機種の場合は i-NTER LENS を) 取り付けたい場合

商品コード：iL
1 piece / ¥15,000

SIM フリー iPhone 付属 i-NTER LENS セット

SIM フリー iPhone が含まれたセット
(実験室で個人 iPhone が使用できない方向け)
通信契約は不要で、Wi-Fi 環境下で使用できます。
詳細はフナコシ Web をご覧ください。