




脱水・透徹不要で超時短かつ経済的な酵素基質用封入剤


VectaMount® Express Mounting Medium



VectaMount® Express なら 2 分で終了

- 通常のフローに従ってスライドを染色後、細胞または組織試料をイソプロパノールで簡単に洗浄するだけで封入でき、**作業工程・時間を短縮**できます。
- 速乾性で、封入後のスライドをすぐに観察できます (10~20 分で固化します)。
- エタノール、キシレンの使用量を削減できます。

100% イソプロパノール



1分洗浄 1分洗浄

VectaMount® Express で封入!



特長

- ペルオキシダーゼ (HRP) およびアルカリホスファターゼ (AP) 基質のいずれにも使用できます。
- 屈折率が 1.49 であり、スライドや組織試料とほぼ一致しているため、歪みやアーティファクトのない染色像が得られます。

品名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

VectaMount Express Mounting Medium

VEC H-5700-60

60 ml / 21,000

本製品 (60 ml) で約 1,200 枚分の切片を封入できます (枚数は切片の大きさによって変わります)。

有料サンプル品あります

数量限定

#H-5700-10 10 ml / ¥9,000

※在庫が無くなり次第終了となります。ご了承下さい。

BIOCARE

M E D I C A L

Web ページ番号

70972



固化する非水溶性封入剤

EcoMount Mounting Medium

HRP または AP 基質で染色した、ホルマリン固定/パラフィン包埋切片用の永久封入剤です。



- ポリマーベースで、キシレン、トルエン、ベンゼンなどの毒性や引火性のある成分を含まない、環境に優しい製品です。
- 速乾性があり、適切な屈折率を有します。

品名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

EcoMount Mounting Medium

BCM BRR897L

100 ml / 27,000



More Info

Vector 社 封入剤

VectaMount® Permanent Mounting Medium

販売終了のご案内

長らくご愛顧頂いておりました Vector Laboratories 社 VectaMount® Permanent Mounting Medium (#H-5000) は、この度、原材料調達困難のため販売終了となりました。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

永久封入が可能な封入剤をお求めの方は、EcoMount Mounting Medium (左記) をご覧ください。

その他の各種封入剤は
フナコシ Web で
ご案内しています。

Web ページ番号

67975

