

CS CRIE

Web ページ番号

69758



NEW 研究用途に応じた任意の素材を
底面にカスタマイズ!
底なしマイクロプレート

PDMS シートや COP フィルムなど、独自の素材を底面に貼り合わせて実験を行えます。



底なしマイクロプレート

左から 6 well, 24 well, 96 well, 384 well

特長

- ウェル部分の底がないマイクロプレートです。
 - 貼り合わせテープの粘着剤にアクリル系粘着剤またはシリコン系粘着剤を使用したラインナップがあります。
 - 材質：ポリスチレン
- ※各プレートにふたは付属していません。別途ご用意下さい。
※添加する試料の種類や遠心分離等の操作によって液漏れが発生する可能性があります。

製品ラインナップ

[メーカー：CSC]

ウェル数	粘着剤の種類*	商品コード	包装	価格(¥)
1 well NEW	なし	CSCSM0011	5 pieces	10,000
	アクリル系	CSCSM0012	5 pieces	15,000
	シリコン系	CSCSM0013	5 pieces	15,000
6 well	なし	CSCSM0061	5 pieces	10,000
	アクリル系	CSCSM0062	5 pieces	15,000
	シリコン系	CSCSM0063	5 pieces	15,000
24 well	なし	CSCSM0241	5 pieces	10,000
	アクリル系	CSCSM0242	5 pieces	15,000
	シリコン系	CSCSM0243	5 pieces	15,000
96 well	なし	CSCSM0961	5 pieces	10,000
	アクリル系	CSCSM0962	5 pieces	15,000
	シリコン系	CSCSM0963	5 pieces	15,000
384 well	なし	CSCSM3841	5 pieces	10,000
	アクリル系	CSCSM3842	5 pieces	15,000
	シリコン系	CSCSM3843	5 pieces	15,000

*アクリル系粘着剤を使用した貼り合わせテープは、シリコン系の素材を貼り付けることができません。

ピペット洗い容器の傘立て流用



© 樹庵じゅあん

CS CRIE

Web ページ番号


69763



書きやすく、見やすい!!

マイクロプレート用メモシール

96 ウェルマイクロプレートの上面に貼り付けるシールです。文字が記入でき、ウェル（試料）管理に便利です。




■圧着式

再貼り付け性が高く、位置合わせも容易
耐熱温度：-20℃~110℃

■粘着式

再貼り付けには不適
耐熱温度：-20℃~90℃

- 3列ごとに切り取って使用できます（ミシン目あり）。
- シールの端はプレート側面に貼ることができます。



[メーカー：CSC]

タイプ	商品コード	包装	価格(¥)
圧着式	R-CSC007-01	50 sheets	7,500
	R-CSC007-02	5×50 sheets	33,750
粘着式	R-CSC011-01	50 sheets	3,500
	R-CSC011-02	5×50 sheets	15,750