



シリンジ用の 8 チャンネルマニホールド

筒先がルアースリップタイプのシリンジに適合します。



- マニホールド先端の間隔は、標準的な 96 ウェルマイクロプレートウェル間と同じ 9 mm です。

品名	メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)
8-Port Manifold Sterilized, POSEIDON	GLP 9621	10 pieces / 12,800
滅菌処理済み (個別包装)		

予告

今年もやります！
春の機器・消耗品
キャンペーン

期間：4/17(月)～6/30(金)

次号 4/15 号で、キャンペーン対象
全製品をご紹介します。




ポリクローナル抗体 キャンペーン


キャンペーン実施中！～2023 年 6 月 30 日

Aviva Systems Biology 社は米国サンディエゴに本拠を置くメーカーで、幅広い研究分野で信頼性の高い製品を多数取り扱っています。

抗 PITX2 抗体



抗 LDHB 抗体



■キャンペーン対象例

品名	メーカー 商品コード	包装 / 通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
Anti-PITX2, N-terminal, Rabbit-Poly			
ASB	ARP32431_P050	25 μl /	23,000 → 16,100
ASB	ARP32431_P050	100 μl /	90,000 → 63,000
交差性：Human, 適用：WB			
Anti-TGFB1, Middle, Rabbit-Poly			
ASB	ARP37894_P050	25 μl /	23,000 → 16,100
ASB	ARP37894_P050	100 μl /	90,000 → 63,000
交差性：Human, Mouse, 適用：IF, IHC, WB			
Anti-Masp2, Middle, Rabbit-Poly			
ASB	ARP41575_P050	25 μl /	23,000 → 16,100
ASB	ARP41575_P050	100 μl /	90,000 → 63,000
交差性：Mouse, 適用：WB			
Anti-SLC12A8, N-terminal, Rabbit-Poly			
ASB	ARP44039_P050	25 μl /	23,000 → 16,100
ASB	ARP44039_P050	100 μl /	90,000 → 63,000
交差性：Human, 適用：WB			
Anti-LDHB, C-terminal, Rabbit-Poly			
ASB	ARP48210_P050	25 μl /	23,000 → 16,100
ASB	ARP48210_P050	100 μl /	90,000 → 63,000
交差性：Human, 適用：IHC, IP, WB			

〈略号〉 IF：Immunofluorescence, IHC：Immunohistochemistry, IP：免疫沈降, WB：ウェスタンブロットング

実施中のキャンペーン



Web ページ番号

81706

Aviva Systems Biology 社

キャンペーン期間

2023 年 4 月 5 月 6 月

30% OFF ポリクローナル抗体

6/30