

14~15%  
OFFデモ機  
あり

Web ページ番号

67102

20%  
OFF

Web ページ番号

80641



## ボタンひとつで連続分注ができる電動ピペッター ali-Q 2

セロロジカルピペットの目盛りを目測することなく、1 ボタンを押すだけで正確に分注/連続分注できます。

コードレス (充電電池内蔵)

分注スピード設定用ダイヤル  
(ali-Q 2 VS のみ)

分注量設定ダイヤル

分注ボタン

吸引ボタン

吐出ボタン

スタンド付き

自立構造

質量: 350 g

Web に  
動画あり

- 各社の各容量のセロロジカルピペットを装着できます。
- 通常の吸引・吐出ボタンの押し加減でスピードを調整できます。

[メーカー: VST]

品名	ali-Q 2	ali-Q 2 LS	ali-Q 2 VS
モデル	通常	低速スピード	スピード可変
分注スピード	High	Low	カスタム調整可能 (7段階)*1
分注量 設定範囲	0.5~5 ml	0.3~3 ml	0.5~5 ml
正確性/精度 (CV)*2	±2%/±1% (5.0 ml 設定時) ±2%/±2% (0.5 ml 設定時)	±2%/±1% (3.0 ml 設定時) ±3%/±3% (0.3 ml 設定時)	±2%/±1% (5.0 ml 設定時) ±2%/±2% (0.5 ml 設定時)
商品コード	2100-0005 △	2100-0003 △	2100-1005 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	<del>118,000</del>	<del>118,000</del>	<del>145,000</del>
キャンペーン 価格 (¥)	100,300	100,300	123,300

\*1 ダイヤルによる分注スピードの調節が可能です。

\*2 Wobble-not Serological Pipet (右記参照) 使用時

正確な連続分注が  
楽々できる

## ali-Q2



ali-Q2 を約 5 分で解説!  
**YouTube** で  
フナコシ ali-Q2 と検索!

## ぐらつかないセロロジカルピペット Wobble-not Serological Pipet

無料サンプル品あります

少ない力でもしっかりピペッターに装着できるピペットです。



サクシオンピース部分の太さが 2 段階になっているため、少ない力で装着でき、2 点で保持するため、しっかり固定されます! また、液だれもしません!



- サイズ: 31.8~34.8 cm
- 個別包装 (プラスチック+紙包装)
- 滅菌済み

[メーカー: VST]

サイズ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペン 価格 (¥)
5 ml	4090-0005	4×50 pieces	<del>9,000</del>	7,200
10 ml	4090-0010	4×50 pieces	<del>9,500</del>	7,600
25 ml	4090-0025	4×50 pieces	<del>19,500</del>	15,600
50 ml	4090-0050	100 pieces	<del>27,500</del>	22,000
100 ml	4090-0100	50 pieces	<del>36,500</del>	29,200

### フナコシニュース専用バインダー



ご希望の方は、フナコシ Web  
「カタログ請求」よりお申し込み  
下さい。

