



23~25% OFF

Web ページ番号

68582




Axygen 社ピペットチップ (フィルターなし)

高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットしながらも取り外しやすいピペットチップです。低付着性素材を使用した製品や先端部の面取り加工により液残りが少ない製品もあります。DNase/RNase, エンドトキシン (パイロジェン), DNA, PCR 阻害物質フリーです。



低付着性の特殊なポリプロピレンを使用して、回収効率を高めたチップです。



Maximum Recovery で吐出した場合
一般的なピペットチップで吐出した場合

先端面取りチップ (Bevelled Tip)



一般的なピペットチップの先端部は、分はチューブとの接触が大きくなり、溶液がチップの外側に付着します。Axygen 社の Bevelled Tip は、より正確な容量のピペッティングが可能です。

[メーカー：AXY]

0.5~10 µl	全長：31.8 mm
200 µl (目盛り付き)	全長：50.5 mm
200 µl	全長：50.5 mm
1,000 µl	全長：78.0 mm

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.5~10 µl	非低ハ	T-300-L	1,000 pieces	3,500	2,600
			20×1,000 pieces	62,100	47,200
	非低ラ	T-300-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
			5×10×96 pieces	36,000	27,400
	減低ラ	T-300-L-R-S	10×96 pieces	10,300	7,800
			5×10×96 pieces	46,000	35,000
200 µl	非低ハ 面取 目盛	TR-222-C-L	1,000 pieces	3,500	2,600
			20×1,000 pieces	62,100	47,200
	非低ラ 面取 目盛	TR-222-C-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
			5×10×96 pieces	36,000	27,400
	減低ラ 面取 目盛	TR-222-C-L-R-S	10×96 pieces	10,300	7,800
			5×10×96 pieces	46,000	35,000
	非低ハ 面取	T-200-C-L	1,000 pieces	3,500	2,600
			20×1,000 pieces	62,100	47,200
	非低ラ 面取	T-200-C-L-R	10×96 pieces	8,000	6,000
			5×10×96 pieces	36,000	27,400
	減低ラ 面取	T-200-C-L-R-S	10×96 pieces	10,300	7,800
			5×10×96 pieces	46,000	35,000
1,000 µl	非低ハ 面取	T-1000-C-L	1,000 pieces	3,700	2,800
			5×1,000 pieces	16,100	12,300
	非低ラ 面取	T-1000-C-L-R	10×100 pieces	8,900	6,700
			5×10×100 pieces	39,700	30,200
	減低ラ 面取	T-1000-C-L-R-S	10×100 pieces	10,700	8,100
			5×10×100 pieces	48,100	36,600

減：滅菌品 非：非滅菌品 低：低付着性素材使用 ハ：バルク包装品
ラ：ラック入り包装品 面取：先端面取り加工 目盛：目盛り付き