



24~29%  
OFF


Web ページ番号

下記参照




## Axymat シーリングマット

PCR や試料保存など幅広い温度帯で、試料の蒸発を最小限に抑えられる、シリコン製のプレートシーリングマットです。



96 丸型ウェル PCR プレート用



96 丸型ウェル (ディープウェル) プレート用

- 各ウェルに切り込み線があり、シールしたままニードルを刺して試料を回収できます。また、ニードルを抜くと自然に再シールされます。
- 非滅菌品で、オートクレーブ可能です。
- 漂白剤洗浄後、エタノールリンス処理により再使用できます。

■96 丸型ウェル PCR プレート用 [Web ページ番号: 1637]

[メーカー: AXY]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
AM-96-PCR-RD	10 plates	8,400	5,900
	5×10 plates	37,100	27,900

■96 丸型ウェル (ディープウェル) プレート用

[Web ページ番号: 1624]

[メーカー: AXY]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
AM-2ML-RD	10 plates	8,400	5,900
	5×10 plates	37,100	27,900

※Corning 社 プレート (#P-96-450R-C, #P-96-450 V-C, #P-DW-11-C, #P-DW-20-C) と適合します。

こちらもおススメ

### 96 丸型ウェル/ディープウェルプレート

※キャンペーン対象外

480 μl / 500 μl

1.1 ml / 2.0 ml

Web ページ番号

1623



1753



# CS CRIE

19%  
OFF

Web ページ番号

69771




操作する列/行だけ剥がして、貼り直しが可能!


## マイクロプレートシール (切り取りタイプ)

無料サンプル品あります

1 列または 1 行ごとに切り取り可能なマイクロプレートシールです。



1 列タイプ (8 ウェル)



1 行タイプ (12 ウェル)

1 列タイプは、  
8 連 PCR チューブにも  
使用できます。

Web に  
動画あり




- 圧着式粘着剤を使用しているため、位置を合わせてから貼り付けできます。
- ミシン目がついており、簡単に手で切り離せます。
- 耐熱温度: -80°C~110°C
- 材質: PET

[メーカー: CSC]

切り取り タイプ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
1 列 (8 ウェル)	R-CSC024-01	100 sheets	14,300	11,500
	R-CSC024-02	5×100 sheets	64,350	51,500
1 行 (12 ウェル)	R-CSC046-01	100 sheets	14,300	11,500
	R-CSC046-02	5×100 sheets	64,350	51,500

### リアルタイム PCR 用シールお買い得キャンペーン

期間: ~2023年8月15日(火)



- 剥がしやすく貼りやすい圧着式
- ガンマ線滅菌済み

Web ページ番号

81723



期間

2023年

7/3

▼

9/15

15

連絡



kiki@funakoshi.co.jp

TEL

03-5684-1619

FAX

03-5684-5643