



マイコプラズマ簡易検査 受託サービス

リアルタイム PCR を用いてマイコプラズマ属 10 種およびアコレプラズマ属 1 種を定性的に検出する受託サービスです。

検出できるマイコプラズマの種類

■Mycoplasma 属 (10 種)

- *M. arginini* • *M. hominis* • *M. pneumoniae*
- *M. arthritidis* • *M. hyorhinae* • *M. salivarium*
- *M. bovis* • *M. orale*
- *M. fermentans* • *M. pirum*

■Acholeplasma 属 (1 種)

- *A. laidlawii*

ご提供いただく試料

- 細胞培養上清を回収後、遠心分離し、上清を回収・凍結して下さい。
- 必要試料量：約 1 ml / 試料
- ※ 試料は、輸送中に破損してもこぼれない容器 (PP 製スクリューキャップ容器推奨) に入れて下さい。

納品物 / 納期

- 納品物：試験結果報告書 (陽性・陰性の結果報告のみ)
- 納期目安：約 1 週間

User's Voice

- 培養機のトラブルで失敗した細胞培養について、念のため機械以外の失敗原因を検討するために利用させて頂きました。比較的安価な上、納期も短く、とても助かりました。また、凍らせてしまった検体しかなかったので凍結が良かったことも助かりました。

(企業ユーザー様)

- 安価で迅速な検査に大変助かっています。

(企業ユーザー様)



ご注文方法 / 価格

- 価格：¥14,000 / 試料

詳細は当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。

[メーカー：BIN]

肝臓・その他組織中 脂質量測定サービス


実験動物 (マウス・ラットなど) の肝臓*1・その他組織 (腎臓・心臓・小腸・大腿筋など) 中の組織 1 g あたりに含まれる脂質 (mg) を測定します。

*1 肝臓以外の組織についてはお問い合わせ下さい。

特長

- 必要試料量：100 mg (要凍結保存)
- 分析基本項目：総コレステロール, 中性脂肪
- 抽出 / 測定方法：FOLCH 法 / 酵素
- 納品：測定結果 (Excel ファイル, PDF)

測定例



マウス肝臓含有脂質の抽出・測定

マウス肝臓 3 試料について各 5 回抽出・測定を行った。

ご注文方法 / 価格

- 基本項目：¥11,500 / 試料

フナコシ Web に掲載の専用注文用紙に必要事項をご記入の上、当社受託・特注品担当までお送り下さい。 [メーカー：SLB]

学会附設展示会出展のお知らせ

日本プロテオーム学会 2023 年大会

会期：2023 年 7 月 24 日 (月) ~ 26 日 (水)
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
ブース番号：6

第 46 回日本神経科学大会

会期：2023 年 8 月 1 日 (火) ~ 4 日 (金)
※ 展示会は 8 月 1 日 (火) ~ 3 日 (木) です。
会場：仙台国際センター 展示棟 1F 展示室
ブース番号：44

皆様のご来場をお待ちしています!