


ウェスタンブロッティング用エピトープタグポジティブコントロール

12 種類のエピトープタグを融合したタンパク質を含む *E. coli* ライセートです。

特長

- 各種エピトープタグ抗体を用いたウェスタンブロッティングにおいて、ポジティブコントロールとして使用できます。
- タグ (12 種類) : MBP または GST, T7, HSV, cMyc, VSV, Glu-Glu, V5, E-tag, Flag, S-tag, HA, 6×His-tag
- 1×ローディングバッファーに溶解後、95℃ で処理済みです。
- ウェスタンブロッティングロード量 : 0.25~2 μl



12 Epitope MBP Tag Protein Marker Lysate (#MB-301-0100) のウェスタンブロット像

それぞれ図中に記したタグに対する抗体を用いた。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
12-Epitope MBP Tag Protein Marker Lysate	RCK	MB-301-0100	100 μl / 46,000
12-Epitope GST Tag Protein Marker Lysate	RCK	MB-302-0100	100 μl / 46,000

トランスファーメンブレン

ポリフッ化ビニリデン膜 (PVDF)

- PVDF は化学適合性が高いため、アミドブラック、金コロイド、CBB、墨、ボンソー S などの通常用いられるすべての染色液が使用可能です。
- 適用 : ウェスタンブロッティング, アミノ酸分析, プロテインシーケンシング



[メーカー : MSI]

サイズ (mm)	商品コード	包装	価格 (¥)
孔径 : 0.22 μm			
70×84	1214588	10 sheets	10,200
150×150	1215037	5 sheets	12,500
200×200	1215032	5 sheets	22,000
200×3,000	1214726	1 roll	39,600
300×3,000	1214429	1 roll	39,600
孔径 : 0.45 μm			
70×84	1213992	10 sheets	8,000
150×150	1212636	5 sheets	16,500
200×200	1212637	5 sheets	16,500
200×3,000	1212783	1 roll	27,900
300×3,000	1212639	1 roll	34,700

ピュアニトロセルロース膜 (NC)

- 適用 : ウェスタンブロッティング, タンパク質の RI 標識 / 酵素標識発色 / 化学発光検出

[メーカー : MSI]

サイズ (mm)	商品コード	包装	価格 (¥)
孔径 : 0.22 μm			
70×84	1213991	10 sheets	8,200
100×100	1213999	10 sheets	12,500
150×150	1215463	5 sheets	8,800
200×200	1215392	25 sheets	62,200
200×3,000	1215469	1 roll	28,600
300×3,000	1215458	1 roll	34,700
孔径 : 0.45 μm			
70×84	1213888	10 sheets	9,500
100×100	1213314	10 sheets	12,000
150×150	1215476	5 sheets	8,800
200×200	1221976	25 sheets	57,000
200×3,000	1215483	1 roll	26,200
300×3,000	1215471	1 roll	31,900