




わずか1~3分でストリッピングが行えるバッファ

メンブレンからのストリッピングがわずか1~3分ででき、操作時間を大幅に短縮できます。

特長

- 化学発光検出によるウェスタンブロットングにおいて、従来は抗体除去に室温で5~30分間のインキュベートを要しますが、本製品を使用することでわずか**1~3分間**のインキュベートだけでストリッピングを行えます。
- ニトロセルロースメンブレンおよびPVDFメンブレンに用いることができます。
- 還元剤、毒性物質および臭気を発する物質などの有害物質を含みません。
- ストリッピング後のメンブレンは、通常通りにリプローブを行うことができます。

他社製品との比較例



試料：Huh7細胞ライセート

【ウェスタンブロットング1回目】一次抗体：抗ACC抗体

ストリッピング：本製品または他社製品を使用

【リプローブ】一次抗体：抗GAPDH抗体

本製品では、わずか1分間のインキュベーションで他社製品と同等のストリッピング処理を行うことができる。

[メーカー：VIP]

品名	Strip PRO 1 Min Stripping Buffer	
容量	500 ml	100 ml
タイプ	Ready-to-use タイプ	5倍濃縮タイプ (使用前に ddH ₂ O で要希釈)
商品コード	SP01-500	SP05-100
包装	1 bottle	1 bottle
価格(¥)	24,000	24,000

創薬研究ツール

25% OFF キャンペーン

組換え体タンパク質

アッセイキット

組換え細胞株

レンチウイルス

など

キャンペーン対象製品

約**3,000点***

Web ページ番号

対象製品の検索はこちら →

81737



*一部、特別価格でのご提供となる製品があります。

アイソタイプコントロール 40% OFF キャンペーン

■製品ラインナップ

抗原種	アイソタイプ
Human	IgG ₁ , IgG ₂ , IgG ₃ , IgG ₄
Mouse	IgG ₁ , IgG _{2a} , IgG _{2b} , IgG ₃ , IgM
Rat	IgG ₁ , IgG _{2a} , IgG _{2b}
Armenian Hamster	IgG
Syrian Hamster	IgG

キャンペーン
対象製品
109点

※Low エンドトキシン抗体 (<1 EU/mg) と Ultra Low エンドトキシン抗体 (<0.75 EU/mg) の2種類があります。

商品コード、価格などの
詳細はこちら →

Web ページ番号

81738

