


容量可変型オートインジェクター

Nanoject III

ナノリットル量 (0.6 nl~) の高精度な注入が可能なインジェクション装置の Nanoject III と、インジェクションに必要なオプションパーツのセットです。



特長

- Nanoject III は、アフリカツメガエルやゼブラフィッシュ、哺乳動物の卵母細胞、胚、組織への微量試料注入装置です。
- 3種類のモードがあり、タッチパネルで簡単に設定可能です。
 - 設定した送液速度で手動で1回ずつ吸引・吐出を行う **マニュアルモード**
 - 吐出量と送液速度を設定して吸引・吐出を行う **インジェクションモード**
 - 吐出量と送液速度を設定し、一定間隔で複数回インジェクションする **プログラムモード**

充填量	4.2 μl
充填/排出速度	10~200 nl/秒
インジェクション量	0.6~999.9 nl
インジェクション速度	1~200 nl/秒
キャピラリー外径/内径	1.14 mm/0.53 mm

[メーカー：DRM]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
オプションパーツ付き*	3-000-207-KIT	1 kit	990,000
本体のみ	3-000-207	1 set	600,000

*オプションパーツ内容：スタンド、マニピュレーター、フットスイッチ

※スタンドやマニピュレーターをお持ちの方は、本体のみをご購入下さい。

別売品 インジェクション用ガラス毛细管

- 先端がニードル状に加工されています。
- 1本入り
- ※本製品は、ドラモンド社の正規消耗部品ではないため、同社の製品保証対象には含まれません。

[メーカー：PHY]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
Micropipette Prepulled 10 μm	1TIP10XV119	1 pack	5,000

フナコシ創業 100 周年企画

みんなでつくる
研究室のフナコさん

特賞受賞作品

フナコシ創業 100 周年記念企画「みんなでつくる研究室のフナコさん」に多くのご応募をいただき、誠にありがとうございました。

厳正な審査の上、特賞受賞作品が決定いたしました！



© 樹庵じゅあん

〔受賞エピソードご紹介〕

ペンネーム：ミワ様

以前いた研究室ではサンプルボックスをまとめて買いし実験室の棚に収納しメンバーで共用していました。数が減ってきて、同僚の研究者が「別のものを発注するついでに僕が頼んでおきますよ」と言ってくれたので「じゃあ 20 個お願い」と依頼。そして 1 週間後、業者さんが持ってきたのは 200 個！20 個ではなく、10 個入りの大箱を 20 ケース発注してしまったのです。当然もとの収納スペースには入らず、場所を確保するため全員で実験室を大規模に片づける羽目になりました。日頃やっていない片付けができたおかげであいながらやりました。

その他の受賞エピソードは Web ページ番号 69366 でご覧いただけます。また、樹庵じゅあん先生からのコメントも掲載中です！