



少量のガイド RNA / siRNA をプレートに分注してお届けします

Cherry-Pick カスタムガイド RNA / siRNA ライブラリー

ご予算やニーズに合わせてガイド RNA や siRNA などをご選択いただき、96/384 ウェルに分注してお届けするカスタムライブラリーです。網羅的な遺伝子ノックアウト/転写活性化/ノックダウン実験に最適です。

- ヒト・マウス遺伝子をほぼ完全に網羅したデザイン済み siRNA やガイド RNA から選択いただけます。
- 容量：0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 nmol/well から選択（1 回のご注文では、同一容量のみ選択いただけます。）
- 最低注文数/製品形状：20 ウェル分の製品/96 ウェルプレート、40 ウェル分の製品/384 ウェルプレート

※最後のプレートの端数はこの限りではありません。

[メーカー：DHA]

製品タイプ		製品 フォーマット	1 ウェルあたりの容量と価格					
			0.1 nmol	0.25 nmol	0.5 nmol	1.0 nmol	2.0 nmol	
ガイド RNA	crRNA	Edit-R CRISPR (knockout) crRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済み crRNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 Individual: 1 遺伝子につき 1~5 配列から選択, 1 配列ごとに分注	Pool	¥10,500	¥15,600	¥18,700	¥21,700	¥23,600
		Individual	¥4,900	¥7,600	¥9,700	¥11,800	¥14,500	
	CRISPRa (activation) crRNA	CRISPRa (activation) crRNA 遺伝子転写活性化用のデザイン済み crRNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 Individual: 1 遺伝子につき 1~4 配列から選択, 1 配列ごとに分注	Pool	¥10,500	¥15,600	¥18,700	¥21,700	¥23,600
		Individual	¥4,900	¥7,600	¥9,700	¥11,800	¥14,500	
	sgRNA	Edit-R CRISPR (knockout) sgRNA 遺伝子ノックアウト用のデザイン済みシングルガイド RNA (化学合成品) ■製品フォーマット Pool: 1 遺伝子に対する 3 配列の混合物を分注 Individual: 1 遺伝子につき 1~3 配列から選択, 1 配列ごとに分注	Pool	¥14,700	¥21,700	¥26,500	¥29,900	¥36,600
		Individual	¥6,600	¥11,000	¥13,100	¥16,600	¥20,400	
siRNA*	siGENOME siRNA	・機能的・特異性に優れたスタンダードタイプ ・ノックダウン効果が高く、実績のある siRNA	SMARTpool	¥7,600	¥11,800	¥14,700	¥16,600	¥18,700
		Individual	¥3,800	¥5,900	¥7,200	¥9,300	¥11,200	
	ON-TARGETplus siRNA	・オフターゲット効果を抑え、ターゲット遺伝子に対する特異性を向上 ・高いノックダウン効果と共に、センス・アンチセンス両鎖への化学修飾により、両鎖に由来するオフターゲット効果の低減を実現	SMARTpool	¥10,500	¥15,600	¥18,700	¥21,700	¥23,600
		Individual	¥4,900	¥7,600	¥9,700	¥11,800	¥14,500	
	Accell siRNA	・トランスフェクション試薬を使わずに細胞へ導入 ・リポフェクション法では siRNA 導入が難しい細胞や、トランスフェクション試薬への感受性が高い細胞における siRNA 実験に最適	SMARTpool	¥7,600	¥11,800	¥14,700	¥16,600	¥18,700
		Individual	¥3,800	¥5,900	¥7,200	¥9,300	¥11,200	

*siRNA 製品フォーマット (共通)

SMARTpool: 1 遺伝子に対する 4 配列の混合物を分注 Individual: 1 遺伝子につき 1~4 配列から選択, 1 配列ごとに分注

ライブラリー作製手順

Cherry-Pick Custom Library Tool

Horizon Discovery 社の Web サイトの Product タブから Cherry-Pick Custom Library Tool をクリックして下さい。Wizard 形式で必要事項を入力できます。

1. ご希望のガイド RNA/siRNA の遺伝子検索キーワードの入力
2. 正しい製品と遺伝子が選択されているかを確認
3. 製品タイプとフォーマットを選択
4. 容量, コントロール, プレート枚数, レイアウトを設定
5. ショッピングカートに入れてチェックアウト



製品は Horizon Discovery 社の Web サイトにてオンラインでご注文いただけます。ご注文にはユーザー登録が必要です。初めてご注文されるお客様は、事前に登録をお願いします。

ユーザー登録の方法

67329



ご注文方法の詳細

81062



また、ご注文 1 回につき、別途 **Handling fee (手数料)** が必要です。詳細は Web ページ番号：70983 をご覧下さい。