


## 免疫チェックポイント関連スクリーニング/アッセイキット

BPS Bioscience 社では、がん研究に有用な幅広い免疫チェックポイント関連タンパク質に対応したアッセイキットや、阻害物質スクリーニング用キットを取り扱っています。



免疫チェックポイントタンパク質とレセプター相関表

### 製品ラインナップ

リガンド-レセプターの相互作用測定キット（水色の網かけ）と酵素活性測定キットがあります。

ARG1	ARG2	BAFF : BCMA	BCMA : APRIL	BTLA : HVEM
CD112R : CD112	CD137 : CD137L	CD226 : CD112	CD226 : CD155	CD27 : CD70
CD28 : B7-1	CD28 : B7-2	CD38	CD39	CD40 : CD40L
CD47 : SIRP-α	CD47 : SIRP-γ	CD73	CTLA4 : B7-1	CTLA4 : B7-2
FGL1 : LAG3	GDF15 : GFRAL	GITRL : GITR	IDO1	IDO2
IL-17RA : IL-17A	IL-6 : IL-6R	KEAP1-Nrf2	KMO	Kynureninase
LAG3 : FGL1	LIGHT : HVEM	LTβR : LIGHT	MAT2A	NAMPT
OX40 : OX40L	PD-1 : PD-L1	PD-1 : PD-L2	PD-L1 : B7-1	RANK : RANKL
TDO	TIGIT : CD112	TIGIT : CD155	TNFR2 : TNF-α	TPH1
TPH2	-	-	-	-

### 製品例

#### ■CD73 (Human) 酵素活性測定キット

CD73 の活性を比色法により検出し、阻害物質をスクリーニングするキットです。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
CD73 Inhibitor Screening Assay Kit (96 reactions)	BPS	72055	1 kit / 233,000

#### ■ビオチン標識 PD-1 : PD-L1 相互作用測定キット

ビオチン標識 PD-1 とそのリガンドである PD-L1 との相互作用を化学発光により検出し、阻害物質をスクリーニングするキットです。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Biotinylated PD-1:PD-L1 Inhibitor Screening Assay Kit (96 reactions)	BPS	72005	1 kit / 210,000



## 免疫チェックポイント関連因子測定用 Quantikine ELISA キット

[メーカー : RSD]

測定因子	測定動物種	測定試料	使用文献数	商品コード	包装	価格 (¥)
B7-H1/PD-L1	Human, Cynomolgus, Monkey	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿, 細胞ライセート	18	DB7H10	1 kit	113,000
B7-H3	Human	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿	3	DB7H30	1 kit	113,000
Galectin-9	Human	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳	16	DGAL90	1 kit	113,000
CD40 Ligand/TNFSF5	Human	血清, 乏血小板血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清	43	DCDL40	1 kit	113,000
LIGHT/TNFSF14	Human	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 唾液	12	DLIT00	1 kit	113,000
CD40/TNFRSF5	Human	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿, 唾液, 母乳	4	DCCD40	1 kit	113,000
TIM-1/KIM-1/ HAVCR	Human	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清	4	DSKM100	1 kit	113,000
	Human	尿	39	DKM100	1 kit	113,000
	Mouse	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿	23	MKM100	1 kit	113,000
	Rat	血清, 血漿 (ヘパリン, EDTA 処理), 細胞培養上清, 尿, 組織ホモジネート	12	RKM100	1 kit	113,000